

# PHILIPS

## sonicare

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programėle

DiamondClean Smart

Asmeninės rekomendacijos ir patarimai

Išmanieji šepetėlio galvutės jutikliai

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

4 režimai, 3 intensyvumai



HX9901/63



## Geriausias dantų šepetėlis visapusiškai burnos priežiūrai

Pasitikėkite savimi, nes jis veikia 100 %

„DiamondClean Smart“ – mūsų geriausias dantų šepetėlis visapusiškai burnos priežiūrai. Su viena labai veiksminga šepetėlio galvute sutelksite dėmesį į visas burnos sveikatos sritis, o mūsų „Smart Sensor“ technologija pateiks asmeniškai jums skirtas rekomendacijas bei patarimus.

### Proven to improve oral health

- Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų\* ir giliai valo

### Asmeniniai mokymai programoje, kad valytumėtės idealiai

- Sutelkia dėmesį į valymą ir pabrėžia praleistas vietas
- Primeną apie praleistas vietas, kad išsivalytumėte 100 %
- Pradėkite labiau rūpintis daugiau dėmesio reikalaujančiomis vietomis
- Praneša, jei per daug spaudžiate
- Padeda sumažinti trynimą

### Optimize your brushing

- Šepetėlio galvutės automatiškai parenka optimalius nustatymus
- Isitikinkite, kad geriausiai išnaudojate šepetėlio galvutę
- Rinkitės iš 4 režimų 3 intensyvumų nustatymų


## Ypatybės

### Atsiveikinkite su apnašomis




Uždėkite mūsų giliausiai valančią „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutę. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis\*\*\* ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų iš sunkiai pasiekiamų vietų\*.

### Niekada nepraleiskite jokios vietos




Su „Philips Sonicare“ programėle žinosite, kada išsivalėte kruopščiai ir švariai, bei mokysitės būti geresni, atidesni dantų valymo metu.

### „TouchUp“ funkcija




Jei valydami dantis praleisite kurią nors vietą, programėlės „TouchUp“ funkcija tai parodys. Galėsite dar kartą išvalyti tą vietą ir būti tikri, kad kaskart iki galo išsivalote dantis.

### Išmanusis galvutės keitimo priminimas




Bėgant laikui šepetėlio galvutės nusidėvi ir nebe taip veiksmingai šalina apnašas. Su išmaniuoju šepetėlio galvutės atpažinimu visada žinosite, kada pakeisti šepetėlio galvutę. Dantų šepetėlis seka, kiek ilgai ir kaip stipriai valėtės su kiekviena šepetėlio galvute, ir įspėja, kai galvutę reikia pakeisti. Be to, „Philips Sonicare“ programėle galite stebėti, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutes, ir net užsisakyti galvūčių pakeitimui, kad jų niekada nepritrūktumėte.

### Vietos, kurioms skiriamas dėmesys, ir tikslų nustatymas



Ar odontologas atkreipė dėmesį į rūpesčių keliančias vietas? Mes jas akcentuosime programėlės 3D burnos schemoje ir priminsime skirti papildomo dėmesio šioms vietoms.

### Per daug spaudžiate?



Galite nepastebėti, kada valote dantis per stipriai, tačiau „DiamondClean Smart“ tai pastebės. Jei per daug spausite, užsids


rankenos gale esantis šviečiantis žiedas. Tai – neįkylus priminimas mažiau spausti ir leisti šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių ši funkcija padėjo geriau valyti dantis.

### Taip lengva naudotis



Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate jam atlikti darbą. Rankenoje integruvome trynimo jutiklį, kuris neįkyliai primena, kad mažiau trintumėte. Tokiu būdu patobulinsite techniką ir dantis išsivalysite švelniau bei efektyviau.

### „BrushSync“ režimas-poravimas



Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? Daugiau nesvarstykite. Integruotas lustas šepetėlio galvutėje nurodo „DiamondClean Smart“, ką naudojate. Tad, jei, pvz., uždėsite dantenu priežiūrai skirtą šepetėlio galvutę, dantų šepetėlis pasirinks optimalų režimą ir intensyvumą, kad švelniai, bet veiksmingai nuvalytų danteną. Jums tereikia paspausti įjungimo mygtuką.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

**Spalva:** Rausva aukso spalva

## Prijungimo galimybė

„Bluetooth“<sup>®</sup> belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

## Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

## Techniniai duomenys

**Baterija:** Pakartotinai įkraunama

**Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio):** 14 dienų<sup>\*\*\*\*\*</sup>

**Baterijos tipas:** Ličio jonų

## Techninė priežiūra

**Garantija:** 2-jų metų ribota garantija

## Suderinamumas

**Suderinamumas su „Android“:** „Android“ telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su „Bluetooth 4.0“ funkcija

**Suderinamumas su „iOS“:** 3-ios kartos „iPad“ arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su „iOS7“ arba naujesne versija

## Lengva naudoti

**Rankenėlė:** Plonas ir ergonomiškas dizainas  
**Baterijos indikatorius:** Šviečiantis piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

**Ekranas:** Apšviestas ekranas

**Rankenos suderinamumas:** Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

**Šepetėlio galvutės atpažinimas:**

Sinchronizuojama su optimaliu režimu

**Pakeitimo priminimas:** Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

## Pridėti priedai

**Rankenėlė:** 1 „DiamondClean Smart“

**Šepetėlių galvutės:** 1 „C3 Premium Plaque Control“

**Stiklinis kroviklis:** 1

**Įkroviklio pagrindas:** 1

## Valymo veiksmingumas

**Greitis:** Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

**„Performance“:** Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų\*

**Nauda sveikatai:** Padeda pagerinti dantų higieną

**Laikmatis:** „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

**Atsakomoji reakcija į spaudimą:** Žiedas

užsidega violetine spalva, Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu  
**„TouchUp“:** Užtikrintas 100 % valymas

## Režimai

**„Clean“:** Išskirtiniam valymui kasdien  
**3 intensyvumo nustatymai:** Žemas, Vidutinis, Aukštas

**„Deep Clean+“:** Stiprinantis gilus valymas

**„Gum Health“:** Ypatingas dėmesys krūminiams dantims

**„White+“:** Paviršinems dėmėms šalinti

## Išmanioji jutiklinė technologija

**Spaudimo jutiklis:** Įspėja, kai valoma per stipriai

**Vietos jutiklis:** Seka valomas vietas ir pagerina valymą

**Trynimo jutiklis:** Padeda sumažinti trynimą

**3D burnos schema:** Pabrėžia rūpesčių keliančias vietas

**„TouchUp“:** Kad nukreiptų į praleistas vietas

## Programinės įrangos palaikymas

**Programinės įrangos naujiniai:** „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius 2 metų po pirkimo datos.



\* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

\*\* palyginti su įprastu dantų šepetėliu, kai valomasi naudojant geriausią balinamąją dantų pastą

\*\* lyginama su „DiamondClean“

\*\*\*\* lyginamas „Gum Health“ režimas ir rankinis dantų šepetėlis per 2 savaites

\*\*\*\*\* lyginama panaudojus 3 dienas „White+“ režimu ir naudojant rankinį dantų šepetėlį

\*\*\*\*\* remiantis dviejų minučių valymo procedūromis du kartus per dieną, taikant standartinį režimą