



Philips Sonicare CleanCare
„Sonic“ elektrinis dantų
šepetėlis

1 režimas
1 šepetėlio galvutė

HX5350/02

Elektrinis dantų šepetėlis – geresnis apnašų pašalinimas

Išskirtinis šepetėlis

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare HX5350/02“ dinaminio poveikio švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės tarp dantų ir palei dantenas.

Proven to improve oral health

- Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai
- „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

Guides you to follow dental recommendations

- Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

- Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų
- Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti galinius dantis
- Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis
- Dinaminis valomasis poveikis nukreipia skysčius tarp dantų

Offers a customized brushing experience

- Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare“ patirtį

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Technologija „Sonic“



Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė



Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius dantis ir pašalinti apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Saugiai ir švelniai



„Philips Sonicare“ elektrinis šepetėlis švelniai valo dantis su kabėmis (šepetėlių galvutės


susidėvi greičiau, kai naudojamos dantims su kabėmis valyti), yra saugus valant dantų rekonstrukcijas (plombas, karūnėles, apvalkalus) ir periodonto „kišenes“.

„SmarTimer“ laikmatis



„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio 2 minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų gydytojų rekomenduojamą valymo trukmę

Lengvos pradžios programa



Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14 naudojimų, kad palengvintų prisitaikymą prie „Philips Sonicare“

Padedą balinti dantis



Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų



Patentuota „Sonic“ technologija pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.

Patentuota „Sonic“ technologija



Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės tarp dantų ir palei dantenas.



Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta

Maitinimas

- Įtampa: 110-120 V, 50-60 Hz, 220-240 V, 50-60 Hz

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Įkrovimo laikas: 24 hour(s)
- Energijos sąnaudos: 0,9 / 1,1 W

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Baterijos indikatorius: Maitinimo mygtuko lemputė pradeda mirksėti, kai reikia įkrauti
- Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai prisukamos

šepetėlio galvutės

- Valymo laikas: 28 2 minučių valymai arba 2 savaitės

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1 kroviklis
- Įkroviklio pagrindas: 1

Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per min.
- Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantų higieną
- „Performance“: Akmenis pašalina geriau nei įprastas šepetėlis
- Šepetėlių galvutės: 1 „e“ serijos standartinė šepetėlio galvutė
- Balinamoji nauda: Padeda pašalinti arbatos, kavos ir kitas dėmes
- Laikmatis: „SmarTimer“ laikmatis



Išleidimo data 2022-05-27

Versija: 3.0.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com