

# PHILIPS

## sonicare



Periuță de dinți  
sonică electrică

Seria 3100

Tehnologie sonică

Senzor de presiune

QuadPacer și SmarTimer

Design ergonomic subtțire



HX3671/13

## Spune adio periuței manuale. Descoperă tehnologia sonică.

Elimină până la de 3 ori mai eficient placa bacteriană\*

Tehnologia sonică, combinată cu acțiunea periuței, îndepărtează delicat placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient\* decât o periuță de dinți manuală.

### Concepute pentru tine

- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere
- Durata bateriei: 14 zile
- Cu un design ergonomic, periuța de dinți este ușor de ținut în mână și de utilizat

### Optimizează periajul

- Optimizează-ți periajul cu SmarTimer și QuadPacer

### Tranziție ușoară la Sonicare

- Pornire ușoară pentru a facilita tranziția

### Îți protejează gingiile

- Senzorul de presiune încorporat îți protejează dinții și gingiile

### Asigură curățare superioară

- Îndepărtare de până la 3 ori mai eficientă a plăcii bacteriene decât o periuță de dinți manuală\*
- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată

## Seria 3100

Periuță de dinți sonică electrică

HX3671/13

# Repere

### Tehnologie avansată Sonicare




Vibrațiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei, pentru o experiență reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.\*\* 31.000 de mișcări de periere pe minut îți curăță delicat dinții, desprind placa bacteriană și o îndepărtează pentru o curățare zilnică de excepție.

### Îndepărtează placa bacteriană de 3 ori mai eficient\*



S-a demonstrat clinic că periuța de dinți electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient\* decât o periuță de dinți manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinți și de-a lungul liniei gingiei, protejând în același timp gingiile.

### Îți protejează gingiile



Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează și reduce automat vibrațiile periuței de dinți pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a-ți reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcție i-a ajutat să-și perieze dinții mai eficient.

### SmarTimer și QuadPacer



SmarTimer de 2 minute și QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ți periezi dinții pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curățare completă.

### Concepute pentru tine




Cu un design subțire, ușor și ergonomic, periuța de dinți este ușor de ținut în mână și de utilizat, astfel încât să poți obține o curățare uimitoare fără niciun efort.

### Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp, așa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obții o curățare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Memento de înlocuire BrushSync de pe mâner și un semnal sonor scurt te anunță când acesta trebuie înlocuit.

### Pornire ușoară



Programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

### Durată de viață lungă a bateriei



Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poți folosi perioade lungi fără a o încărca.

# Seria 3100

Periuță de dinți sonică electrică

HX3671/13

## Specificații

### Alimentare

Tensiune: 5 V c.c.

### Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 14 zile\*\*\*\*

Tip baterie: Litiu ION

### Design și finisaj

Culoare: Alb

### Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

### Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Memento de înlocuire BrushSync:** Atenționare de înlocuire, Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere, Pictograma de reamintire se aprinde, pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate

### Articole incluse

Mâner: 1 seria 3100

Cap de periere: 1 cap C1 ProResults standard

Încărcător: 1

### Performanță de curățare

**Performanță:** Elimină de până la 3 ori mai multă placă bacteriană\*

**Viteză:** Până la 31.000 de mișcări de periere pe minut

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

**Feedback privind presiunea:** Mânerul vibrează pentru a te atenționa

### Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

### Tehnologie cu senzori inteligenți

**Memento de înlocuire BrushSync:** Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

**Senzor de presiune:** Înștiințează când perierea este prea intensă

