

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

FlexCare

3 harjaustilaa

2 harjaspäätä

HX6902/02



Edistyksellinen puhdistus

Innovatiivinen teknologia tuottaa parempia tuloksia. Nyt on uusi taattu tapa parantaa suun terveyttä: Philips Sonicare FlexCare -sähköhammasharja, joka mukautuu suunhoitotarpeisiin.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla
- Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
- Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita
- Sensitive-tila: hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

- Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen
- Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Provides a superior clean

- Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
- Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Dynaaminen puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Itse muokattava harjauskokemus

- Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön


Kohokohdat

Sonic-teknikka




Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat



Hammasharjan dynaaminen puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.

Parantaa ienterveyttä



Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.

SmarTimer




Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan.

Quadpacer



30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin suun jokainen neljännes on harjattu ja kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on johdonmukaisempi harjaus.

Easy-start-ohjelma




Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14 käyttökerran aikana.

Auttaa valkaisemaan hampaita




Philips Sonicare -sähköhammasharja auttaa poistamaan ja vähentämään värjäytymiä hampaissasi, jotta saat kirkkaamman hymyn.

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia



Patentoitu Sonic-teknikka poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus



Sensitive-tilalla varustettu Philips Sonicare -hammasharja: hellävarainen mutta tehokas aristavien ikenien puhdistus.



Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen ja vihreä

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite,

Helposti käsiteltävä kumikahva

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmainen: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Harjaspäät: 1 ProResults-harjaspää, 1

ProResults Compact -harjaspää

Rungot: 1 FlexCare

Kuljetuskotelo: 1 pehmeä

UV-puhdistuslaite: ei

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 83 % plakkia vaikeapääsyisiltä alueilta

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita jopa 2 sävyastetta

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Hieronta: Virkistävä hieronta

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

2 ohjelmaa: Go Care ja Max Care

