

# PHILIPS

## sonicare

Elektriskā zobu suka  
ar īpašu lietotni

DiamondClean  
Smart

Personalizēti padomi

Viedā birstes uzgaļa sensori

Vieda birstes galviņas  
atpazīšana

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



HX9901/63



## Mūsu labākā zobu suka pilnīgai mutes dobuma kopšanai

Jūties pašpārliecināti, zinot, ka mutes dobums ir 100 % tīrs

DiamondClean Smart ir mūsu labākā zobu suka pilnīgai mutes dobuma tīrībai. Ar vienu efektīvu uzgali iespējams nodrošināt visaptverošu mutes dobuma veselību, savukārt Smart Sensor tehnoloģija sniedz pielāgotu atgriezenisko saikni un pamācības.

### Proven to improve oral health

- Noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma\*, nodrošinot dziļu tīrīšanu

### Lietotnē pieejami individuāli padomi teicamai zobu tīrīšanai

- Vada jūs zobu tīrīšanas laikā un apgaismo zonas, kas palaistas garām
- Ļauj atgriezties vēl netīrītās vietās, garantējot visaptverošu tīrību
- Pievērsiet lielāku uzmanību problēmzonām
- Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat
- Palīdz samazināt beršanas intensitāti

### Uzlabo zobu tīrīšanu

- Birstes uzgali automātiski izvēlas optimālos iestatījumus
- Lai birstes uzgalis darbotos iespējami efektīvi
- Izvēlieties kādu no 4 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem


# Izceltie produkti

## Atvadies no zobu aplikuma




Uzspraidiet C3 Premium Plaque Control birstes uzgali un izbaudiet rūpīgu tīrīšanu. Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar virsmu\*\*\* un noņemot līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām vietām\*.

## Neatstājiet nevienu vietu netīrtu




Philips Sonicare lietojumprogramma paziņo jums, kad esat sasnieguši tīru rezultātu, un dod padomus labākai un rūpīgākai zobu tīrīšanai.

## TouchUp funkcija




Ja zobu tīrīšanas laikā izlaidīsiet kādu zonu, par to jums atgādinās lietotnes TouchUp funkcija. Atgriezieties nenotīrītajās zonās un esiet droši, ka zobi katru reizi ir pilnībā notīrīti.

## Viedā nomainīšanas atgādināšanas funkcija




Laika gaitā birstes uzgaļi nolietojas un to aplikuma noņemšanas efektivitāte samazinās. Tomēr, pateicoties viedajai birstes uzgaļa atpazīšanas funkcijai jūs nekad neaizmirsīsiet nomainīt birstes uzgali. Zobu suka registrē katra birstes uzgaļa izmantošanas ilgumu un intensitāti un brīdina, ja ir pienācis laiks tā nomainīšanai. Birstes uzgaļu kalpošanas laiku var skatīt arī Philips Sonicare lietotnē, kur var pasūtīt arī jaunus birstes uzgaļus, lai to nekad netrūktu.

## Fokusa zonas un mērķu noteikšana



Vai jūsu zobārsts ir norādījis jūsu mutes dobuma problēmkonas? Mēs tās izcelsim lietotnē pieejamajā mutes dobuma trīsdimensiju attēlā un atgādināsim, lai jūs pievērstu šīm zonām īpašu uzmanību.

## Pārāk liels spiediens?



Jūs varat pat nepamanīt, ka spiežat zobu suku pārāk stipri, taču DiamondClean Smart to pamana jūsu vietā. Ja tīrīsiet, pielietojot


pārmērīgu spēku, roktura galā sāks mirgot gaismas gredzens. Tas jums atgādinās samazināt spiediena spēku un ļaut birstes uzgalim paveikt darbu jūsu vietā. 7 no katriem 10 aptaujātajiem lietotājiem atzina, ka šī funkcija ir palīdzējusi uzlabot viņu zobu tīrīšanas kvalitāti.

## Viss ir vienkārši



Ja jums ir elektriska zobu birste, ļaujiet tai darīt darbu jūsu vietā. Tās rokturi ir iestrādāts beršanas sensors, kas informē, ja nepieciešams samazināt beršanas intensitāti. Tādējādi jūs uzlabosiet zobu tīrīšanas tehniku un notīrīsiet zobus saudzīgāk un efektīvāk.

## BrushSync savienošanas funkcija



Neesat pārliecināts, kādu režīmu un intensitāti izvēlēties? Tagad tas vairs nav jāzina. Birstes uzgaļi iestrādātā mikroshēma informē jūsu DiamondClean Smart par izmantoto uzgali. Tāpēc, ja uzstādāt, piemēram, smaganu kopšanas birstes uzgali, jūsu zobu suka patīs izvēlēties piemērotāko režīmu un intensitātes līmeni, lai saudzīgi, tomēr efektīvi rūpētos par jūsu smaganām. Jums atliks vien nospriest ieslēgšanas pogu.

# Specifikācijas

## Savienojamība

**Bluetooth® bezvadu tehnoloģija:** Viedā zobu tīrīšanas lietotne

## Strāvas padeve

**Spriegums:** 110–220 V

## Tehniskā specifikācija

**Akumulators:** Uzlādējams

**Darbības laiks (no pilnas līdž tukšai):** 14 dienas\*\*\*\*\*

**Akumulatora tips:** Litija jonu

## Dizains un apdare

**Krāsa:** Rose gold

## Serviss

**Garantija:** 2 gadu ierobežota garantija

## Saderība

**Android saderība:** Android tālruni, Bluetooth 4.0 iespējoti planšetdatori

**iOS saderība:** iPad 3 vai jaunāks, iPhone 4S vai jaunāks, ar iOS7 vai jaunāku

## Vienkārša lietošana

**Rokturis:** Plāns ergonomisks dizains

**Displejs:** Izgaismots displejs

**Akumulatora indikators:** Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

**Roktura saderība:** Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

**Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:**

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

**Nomainas atgādinājums:** Izcila rezultāta

nodrošināšanai katru reizi, iedegas

atgādinājuma ikona

## Komplektā iekļautie piederumi

**Suku uzgaļi:** 1 C3 Premium Plaque Control

**Rokturis:** 1 DiamondClean Smart

**Lādētājs "Glāze":** 1

**Lādētāja pamatne:** 1

## Tīrīšanas veiktspēja

**Sniegums:** Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma\*

**Veselības ieguvumi:** Palīdz uzlabot smaganu veselību

**Ātrums:** Līdz 62 000 birstes kustību/min

**Taimeris:** BrushPacer un SmarTimer

**Informācija par tīrīšanas spiedienu:** Gaismas

gredzens izgaismojas violetā krāsā, Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

**TouchUp funkcija:** Nodrošina 100 % tīrību

## Režīmi

**3 intensitātes pakāpes:** Zema, Vidēja, Augsta

**Tīrīšana:** Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

**Deep Clean+:** Atsvaidzinošai un rūpīgai

tīrīšanai

**Smaganu veselība:** Pievēršot īpašu uzmanību dzerokļiem

**Balināšana+:** Virsmas plankumu noņemšanai

## Smart sensoru tehnoloģija

**Spiediena sensors:** Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

**Pozicionēšanas sensors:** Seko tīrīšanas

kustībām un rūpējas par visaptverošu tīrību

**Beršanas sensors:** Ziņo, ja nepieciešams

samazināt beršanas intensitāti

**Mutes dobuma 3D attēls:** Izceļ problēmkonas

**TouchUp funkcija:** Informē par nenotīrītām

zonām

## Programmatūras atbalsts

**Programmatūras atjauninājumi:** Philips

piedāvā attiecīgus programmatūras

atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.



\* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

\*\* \* salīdzinot ar manuālu zobu suku, izmantojot populārāko balinošo zobu pastu

\*\* \* salīdzinājumā ar DiamondClean

\*\*\*\* Gum Health režīms salīdzinājumā ar manuālu zobu birsti 2 nedēļu ilgā laika periodā

\*\*\*\*\* pēc 3 dienas ilgā White+ režīma lietošanas

salīdzinājumā ar manuālu zobu suku

\*\*\*\*\* pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā, izmantojot standarta režīmu