

# PHILIPS

Têtes de rasage

Shaver series 9000

Lames V-Track Precision

Têtes ContourDetect  
8 directions



RQ12/60



## Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

### Rasage précis en un seul passage


- Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track
- Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable
- Redresse les poils pour un rasage de près confortable

### Facile à utiliser

- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Tête de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D et arcitec
- Remettez votre rasoir à neuf

# Points forts

## Lames V-Track Precision



Les lames brevetées V-track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.

## Têtes ContourDetect 8 directions




Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

## Système Super Lift&Cut




Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

## Facile à remplacer



Changez facilement de tête de rasage grâce au système de clipsage et déclipsage.

## Comment réinitialiser votre rasoir



Les tout derniers rasoirs Philips incluent un rappel de remplacement qui vous indique quand les têtes de rasage doivent être

changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitialiser la gâchette de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

## Compatibilité



Tête de recharge RQ12+ compatible avec tous les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12XX) et arcitec (RQ10xx).

## Remettez votre rasoir à neuf



Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

# Caractéristiques

## Têtes de rasage

Adapté aux types de produits: arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)

## Accessoires

Inclus: Support de l'anneau de fixation, Capot de protection

