

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental eléctrico
de edición especial

DiamondClean 9000
Series

La aplicación conectada realiza
un seguimiento del progreso

Sensor de presión incorporado

Recono. smart de cabezal

4 modos, 3 intensidades



HX9911/89



Una sonrisa blanca sin esfuerzo

Dientes más blancos en tan solo 3 días*

Comienza cada día con estilo gracias a la avanzada tecnología Sonicare para conseguir dientes más blancos y una buena salud bucal. Tiene un tacto suave para el cuidado de las encías y cuenta con una aplicación conectada que te orienta y en la que puedes realizar un seguimiento. Elige entre 4 modos y 3 intensidades para disfrutar de una experiencia de cepillado personalizada.

Cumple tus necesidades

- El sensor de presión avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- BrushSync selecciona automáticamente el mejor modo

Cumple tus necesidades

- 4 modos y 3 intensidades para una experiencia de cepillado personalizada

Mantente al día con un informe de progreso personalizado

- Aplicación Sonicare para asesoramiento e informes de progreso

Diseño accesible y elegante

- Diseño elegante para una experiencia de cepillado avanzada

Dientes más blancos y mejor higiene bucal

- Elimina las manchas superficiales para conseguir unos dientes más blancos en tan solo 3 días*
- Duro con la placa pero suave con las encías
- Tecnología Sonicare avanzada para disfrutar de una limpieza tan potente como suave

Destacados

Dientes más blancos en tan solo 3 días*



Aumenta el brillo de tu sonrisa con la avanzada tecnología Sonicare. Las cerdas de pulido eliminan hasta un 100 % más de manchas que un cepillo dental manual para conseguir unos dientes visiblemente más blancos en tan solo 3 días*.

Suave con las encías



El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium se ha diseñado para que disfrutes de la limpieza más profunda hasta la fecha. Los suaves laterales flexibles y las cerdas se adaptan perfectamente a los contornos de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto y ayudar a llegar a las zonas de difícil acceso***

Experiencia de cepillado avanzada




Nuestro DiamondClean 9000 cuenta con un diseño exclusivo degradado para ofrecer una experiencia de cepillado ergonómica y de alta calidad que se adapte a tu estilo. Estuche de viaje compacto en un color a juego para acompañarte allá donde vayas.

Tecnología Sonicare avanzada




Las potentes vibraciones sónicas con 62 000 pulsaciones por minuto generan burbujas que combaten la placa entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.

4 modos / 3 intensidades



Elige entre 4 modos de cepillado: Clean para una limpieza diaria excepcional, White+ para iluminar tu sonrisa, Gum Health para una limpieza suave pero eficaz** y Deep Clean+ para una limpieza en profundidad. Los tres ajustes de intensidad de Bajo a Alto te permiten mejorar el rendimiento o el cuidado de las encías sensibles.

Sensor de presión incorporado




Puede que no notes que te cepillas con demasiada fuerza, pero el DiamondClean 9000 sí. Si necesitas aliviar la presión, el cepillo emite un sonido intermitente para que dejes que el cabezal trabaje.

Emparejamiento automático BrushSync



Los cabezales de cepillado inteligentes garantizan que siempre utilices el modo e intensidad adecuados para una limpieza óptima. Si estás utilizando el cabezal de cepillado Control antiplaca Premium C3, la tecnología BrushSync del DiamondClean 9000 sincronizará automáticamente el cabezal del cepillo con el modo White+ para ayudar a blanquear los dientes.

Aplicación Sonicare



DiamondClean 9000 te ofrece la orientación que necesitas para mejorar y mantener unos hábitos de cepillado saludables entre cada revisión del dentista. Los sensores inteligentes integrados te permiten saber si estás ejerciendo demasiada presión y, si conectas tu experiencia de cepillado a la aplicación Sonicare, el informe de progreso personalizado te ayudará a seguir el programa para comprobar lo que has mejorado con el tiempo.

Especificaciones

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días***

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Gradiente de aguamarina

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos

Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera

generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior, con sistema operativo iOS7

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Estuche de viaje: 1

Cabezales: 4 Control antiplaca Premium C3

Mango: 1 DiamondClean 9000

Base y soporte de carga: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Alta, Mediano, Baja

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas superficiales

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado



* En el modo Blanqueamiento+ con una pasta de dientes blanqueadora de calidad

** En comparación con un cepillo manual, los resultados reales pueden variar

*** En comparación con el cabezal de cepillado DiamondClean