

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

DiamondClean

5 种模式

2 支牙刷头

1 个旅行收藏盒

抛光模式

HX9322/12



获得长久的更洁白、更健康的牙齿

美白效果更优的 Sonicare 电动牙刷

Sonicare 的更优美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

Proven to improve oral health

- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
- 短短两周内改善牙龈健康*
- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
- 可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

Designed around you

- Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

Provides a superior clean

- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
- 我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果


产品亮点

告别牙菌斑




密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

令牙齿 2 倍更洁白



卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

呵护牙龈



DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

5 种清洁模式




通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

飞利浦 Sonicare 技术



强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器




全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

触及难以到达的区域



DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

轻松进入新刷牙例程



开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

放心刷牙



无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

规格

设计和外观

颜色: 陶瓷白

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周**

电池类型: 锂离子

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒

显示屏: 液晶显示屏

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

刷牙时间: 长达 3 周**

包含

旅行收藏盒: USB 旅行充电器

刷头: 1 个 DiamondClean 迷你型牙刷头, 1 个

DiamondClean 标准牙刷头

手柄: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头

清洁效能

性能: 清除多达一倍的牙菌斑

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

健康益处: 短短两周内提升牙龈健康

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果*

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

牙龈保健: 轻柔按摩牙龈

白色: 清除表面牙齿色斑

波兰语: 让您的牙齿亮丽洁白

敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈

