

PHILIPS

sonicare

飞利浦电式声波震动
牙刷

DiamondClean

5 种模式

2 支牙刷头

玻璃杯充电器、旅行收藏盒

抛光模式



HX9352/04



只需一周，清除表面牙齿色渍，展现更亮丽洁白的牙齿

飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

Sonicare 的美白效能我们的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

Proven to improve oral health

- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
- 短短两周内改善牙龈健康*
- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
- 可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

Designed around you

- Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验
- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
- USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

Provides a superior clean

- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

产品亮点

告别牙菌斑




密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

令牙齿 2 倍更洁白




卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

呵护牙龈



DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

5 种清洁模式



通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 - 提供出色的日常清洁，牙龈保健 - 轻

柔按摩牙龈，抛光 - 亮白笑容，敏感 - 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 - 去除表面污渍的理想模式。

设计时考虑了存放问题




您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。

飞利浦 Sonicare 技术




飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器




全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

触及难以到达的区域



DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

轻松进入新刷牙例程



开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

放心刷牙



无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

规格

功率

电压: 100-240 伏, 50-60 赫兹

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周**

电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 黑色

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示

灯呈琥珀色闪烁 15 秒

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

显示屏: 液晶显示屏

刷牙时间: 长达 3 周**

包含

刷头: 2 个 DiamondClean 钻石亮白型标准牙刷头

旅行收藏盒: USB 旅行充电器

手柄: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头

杯式充电器: 1

清洁效能

性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

健康益处: 短短两周内提升牙龈健康

美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果*

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

护龈: 轻柔按摩牙龈

亮白: 清除表面牙齿色斑

波兰语: 让您的牙齿亮丽洁白

敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈

