

PHILIPS

Sistema de eliminación
de vello IPL

Lumea

Para hombres

TT3000/00



Inhibición del crecimiento del vello

disfruta de una piel suave todos los días

Lumea Sistema de depilación por luz pulsada de Philips aplica ligeras pulsaciones de luz que estimulan una fase de reposo en la raíz del vello para inhibir su crecimiento y que desaparezca de forma natural. Si lo utiliza cada dos semanas, podrá disfrutar de una piel suave todos los días.

Control eficaz del crecimiento del vello

- Control del crecimiento del vello corporal

Tecnología "Luz pulsada intensa" o IPL (Intense Pulsed Light)

- Adecuada para el uso en casa

Aplicación suave

- Elimina el vello antes de que aparezca

Zonas de aplicación

- Para el pecho, línea alba, piernas, axilas, espalda y zona púbica

Vello y tipos de piel adecuados

- NO adecuada para vello pelirrojo, gris, rubio claro, ni para piel de tipo VI

Destacados

Tecnología IPL



Philips Lumea funciona con una tecnología basada en la luz denominada "Luz pulsada intensa" o IPL (Intense Pulsed Light), utilizada también en los salones de belleza profesionales para la depilación. Con Philips Lumea podrá disfrutar ahora de la tecnología más innovadora adecuada para el uso en casa y usarla cuando quiera y donde quiera.

La lámpara no necesita recambio



Philips Lumea viene equipado con una duradera lámpara cuya vida útil es de 50.000 pulsos*

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz con el vello rubio oscuro, castaño y moreno (natural). Philips Lumea NO es eficaz con vello pelirrojo, canoso o rubio claro (natural). Philips Lumea NO es eficaz sobre piel muy oscura (piel tipo VI)

Resultados más suaves que con una cuchilla



Elimina el vello antes de que aparezca

Zonas corporales de aplicación



Philips Lumea para hombres Philips Lumea se ha desarrollado en estrecha colaboración con destacados dermatólogos para conseguir una aplicación suave y eficaz en brazos, axilas, hombros, línea alba, zona púbica (excluido el escroto), piernas, pecho y espalda

Control del crecimiento del vello corporal



Philips Lumea para hombres aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello que inhiben su crecimiento y hacen que desaparezca de forma natural. Si repites el tratamiento cada dos semanas en las axilas, zona púbica, pecho, línea alba, piernas y espalda mantendrás tu piel suave cada día. Para que el tratamiento resulte más eficaz, si el vello sigue creciendo, si el vello sigue creciendo, afeite la zona de aplicación previamente con la Bodygroom incluida (sólo en los primeros tratamientos)

Especificaciones

Datos logísticos

País de origen: Hungría

Accesorios

Funda de viaje: incluido(s)/a(s)

Paño de limpieza: incluido(s)/a(s)

Adaptador / cargador CA/CC: incluido(s)/a(s)

Especificaciones técnicas

Potencia: 7,5 W

Tipo de pila: Iones de litio

Tensión: 100-240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Nivel de energía de la luz: 2 - 6,5 J/cm²

(según la posición seleccionada)

Espectro de luz: >570 nm

Características:

Pantalla de aplicación de 3 cm²: Para un tratamiento eficaz en zonas amplias

Cinco posiciones de energía de luz: Ajustable a su tipo de piel

filtro UV integrado: Protege su piel de los rayos UV

Piloto de "listo para usar": Indica la forma correcta de aplicación sobre la piel

