

# PHILIPS

## sonicare

Twee sonische, elektrische tandenborstels

HealthyWhite

3 standen

2 opzetborstels

HX6730/33



## Wittere en gezondere tanden

Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Philips Sonicare HealthyWhite HX6730/33 bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie
- Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden
- Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees

### Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

### Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel
- De dynamische vloeistofwerking stuwt vloeistof tussen de tanden

### Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen
- Clean-poetsstand: standaard poetsstand van 2 minuten

## Kenmerken

### Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

### Natuurlijk wittere tanden




Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

### SmarTimer




De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

### Quadpacer




De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

### Easy-start-programma



Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel

### met Clean en White-poetsstand




Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.\*

### Clean-poetsstand


Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.

### Voor wittere tanden



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel helpt bij het verwijderen en verminderen van vlekken op uw tanden voor een stralende lach.

### Verwijdert tot wel 2x meer tandplak



De gepatenteerde sonische technologie verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel.

### Zachte reiniging van tanden en tandvlees



Philips Sonicare-tandenborstel met Sensitive-poetsstand: poetsstand voor zachte, maar grondige reiniging van gevoelig tandvlees



# Specificaties

## Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

## Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken\*\*

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: IJswit en gletsjergroen

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design, Rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Poetstijd:** Maximaal 3 weken\*\*

## Meegeleverde artikelen

Reisetui: 1

Opzetborstels: 2 ProResults-standaardborstels

Docking station: 1

Handvatten: 2 HealthyWhite

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Gezondheidsvoordelen:** Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 90% van de vlekken\*

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Wittere tanden:** Maakt uw tanden tot 2 tinten witter

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Clean & White:** 2 minuten Clean + 30 seconden White

