

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

FlexCare

3 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

UV-Reinigungsstation für
Bürstenköpfe



HX6982/10



Hervorragende Reinigung

Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Philips Sonicare FlexCare passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.

Für eine gute Mundgesundheit

- Nachweislich sicher und sanft
- Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie
- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Hervorragende Reinigung

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können
- UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe: Saubere Bürste, bessere Mundgesundheit

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Drei unterschiedliche Putzprogramme für ein hervorragendes Reinigungserlebnis

Besonderheiten

Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf



Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Die Komplettlösung: Reinigen, Laden und Aufbewahren. Das UV-Reinigungsgerät für Bürstenköpfe befreit Ihren Bürstenkopf von Bakterien und macht eine Vielzahl von Keimen unschädlich.*

Natürlich weiße Zähne



Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches




Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

2-Minuten-Timer




Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

Easy-Start-Funktion



Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste

Drei unterschiedliche Putzprogramme



Die drei Programme umfassen ein Clean-Programm für eine hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Programm für eine sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches sowie ein Massage-Programm zur Stimulierung des Zahnfleisches.



Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und Grün

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design, Gummigriff für hohen Komfort

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Reiseetui: 1 x weich

Handstücke: 1 FlexCare

Bürstenköpfe: 1 ProResults (Standard), 1 ProResults (Mini)

UV-Reinigungsgerät

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch

Leistung: Entfernt bis zu 83 % an Plaque an schwer erreichbaren Stellen

Weißer Zähne: Hellt Zähne um bis zu

2 Nuancen auf

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Massage: Belebende Massage

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

2 weitere Putzeinstellungen: Go Care und Max Care

