

PHILIPS

sonicare

Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα

FlexCare Platinum

3 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

2 κεφαλές βουρτσίσματος

Με αισθητήρα πίεσης

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές

HX9142/10



Εξαιρετικός καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια*

Με εννέα επιλογές βουρτσίσματος, εύχρηστο αισθητήρα πίεσης και κεφαλή προηγμένης τεχνολογίας, η Philips Sonicare FlexCare Platinum ξεπερνά τα όρια του απλού καθαρισμού, απομακρύνοντας τέλεια την πλάκα και βελτιώνοντας την υγεία των ούλων.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Σας ειδοποιεί όταν βουρτσίζετε πολύ δυνατά.
- Χρονοδιακόπτες για σχολαστικό βούρτσισμα

Offers a customized brushing experience

- Προσαρμόστε τη λειτουργία και την ένταση όπως θέλετε.

Provides an exceptional clean for teeth and gums

- Τεχνολογία sonic για καλύτερη στοματική υγιεινή
- Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.
- Κλινικά αποδεδειγμένη βελτίωση της υγείας των ούλων σε δύο εβδομάδες
- Η νέα κεφαλή οδοντόβουρτσας InterCare προσφέρει προηγμένο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια.

Fits your lifestyle

- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και θήκη μεταφοράς
- Εύχρηστη θήκη μεταφοράς και φορτιστής

Χαρακτηριστικά

9 εμπειρίες ολοκληρωμένου βουρτσίσματος



Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες καθαρισμού (για καθαρισμό, λεύκανση ή φροντίδα των ούλων) και τρεις ρυθμίσεις έντασης (χαμηλή, μέτρια ή υψηλή) για να έχετε την εμπειρία βουρτσίσματος που εσείς θέλετε.

Βελτώνει την υγεία των ούλων σε δύο εβδομάδες.



Με ειδική λειτουργία φροντίδας των ούλων για στοχευμένο καθαρισμό που μειώνει την αιμορραγία και τη φλεγμονή των ούλων, η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόνο δύο εβδομάδες.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας InterCare




Με μεγάλες τρίχες που φτάνουν βαθιά ανάμεσα στα δόντια και στη γραμμή των ούλων, η νέα κεφαλή InterCare διαθέτει προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού που αφαιρεί την πλάκα και γυαλίζει τα δόντια, αλλά και τρίχες που ξεθωριάζουν και από μπλε γίνονται λευκές όταν πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή.

Τεχνολογία sonic




Σε αντίθεση με μια κλασική οδοντόβουρτσα που λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία, η Philips Sonicare διαθέτει τεχνολογία sonic κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Χάρη στη μοναδική, δυναμική της δράση, η Sonicare ωθεί το υγρό ανάμεσα στα δόντια, ενώ απομακρύνει ήπια και αποτελεσματικά την πλάκα ανάμεσα στα δόντια και στη γραμμή των ούλων.

Φτάνει βαθιά ανάμεσα στα δόντια.



Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum φτάνει βαθιά ανάμεσα στα δόντια αφαιρώντας αποτελεσματικά την πλάκα. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Έξυπνος αισθητήρας πίεσης



Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum διαθέτει έναν μοναδικό, έξυπνο αισθητήρα πίεσης που περιορίζει το έντονο βούρτσισμα. Όταν ασκείτε μεγάλη πίεση, η λαβή δονείται απαλά για να σας ειδοποιήσει.

Σχεδιασμένη για να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας



Η εξαιρετικής ποιότητας θήκη μεταφοράς σας επιτρέπει να αποθηκεύετε την οδοντόβουρτσα σας με υγιεινό τρόπο, ενώ με τον φορτιστή ταξιδιού μικρού μεγέθους μπορείτε να την έχετε πάντα φορτισμένη όταν βρίσκεστε εν κινήσει. Έτσι, ακόμη κι αν βρίσκεστε σε ταξίδι, μπορείτε να απολαμβάνετε δύο εβδομάδες κανονικής χρήσης με μία μόνο πλήρη φόρτιση, ώστε να μη χάνετε αυτή την αίσθηση φρεσκάδας ούτε στιγμή.

Quadpacer και SmarTimer



Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum διαθέτει δύο χρονοδιακόπτες που σας βοηθούν να βουρτσίζετε σχολαστικά τα δόντια σας. Ο χρονοδιακόπτης Quadpacer σας ειδοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι πρέπει να βουρτσίσετε το επόμενο τεταρτημόριο του στόματος, ενώ το SmarTimer σας βοηθά να βουρτσίζετε για δύο λεπτά, όπως συνιστούν οι οδοντίατροι.

Θήκη μεταφοράς και φορτιστής



Μπορείτε να παίρνετε τη FlexCare Platinum όπου θέλετε, χάρη στην πρακτική θήκη μεταφοράς και το μικρό φορτιστή ταξιδιού.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό με μεταλλική πρόσοψη

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3 εβδομάδες**

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Φωτεινή οθόνη

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Ένδειξη μπαταρίας:

Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Περιλαμβάνεται

Λαβές: 1 FlexCare Platinum

Θήκη ταξιδιού: 1

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 InterCare σε τυπικό

μέγεθος, 1 InterCare σε μικρό μέγεθος

Βάση σύνδεσης: 1

Απολυμαντική συσκευή με UV

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των

ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

Αισθητήρας πίεσης: Η λαβή δονείται για να ειδοποιεί το χρήστη

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Βοηθά στη φυσική

αφαίρεση των κηλίδων

Χρονομετρητής: Quadpacer και Smartimer

Λειτουργίες

3 επίπεδα έντασης: Χαμηλά, Μέτρια, Δυνατά

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των δοντιών

