

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

FlexCare+

5 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

UV-Reinigungsstation für  
Bürstenköpfe

HX6972/03



## Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Schalltechnologie und 5 Putzprogramme und ist somit Ihre Lösung für eine verbesserte Mundgesundheit. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen Verwendung verbessern.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Nachweislich sicher und sanft
- Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie
- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.
- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen

### Hervorragende Reinigung

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können
- Speziell entwickelt, um dank langer Borsten gründlich zu reinigen

### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Fünf unterschiedliche Putzprogramme für ein besseres Reinigungserlebnis


# Besonderheiten

## Lange Borsten für gründliche Reinigung



Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.

## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.

## Fünf unterschiedliche Putzprogramme



Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des

Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.

## Natürlich weiße Zähne



Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

## Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

## Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

## Angewinkelter Bürstenkopf




Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

## 2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

## 4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.



# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Cooper frost

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*

## Artikel enthalten

**Handstücke:** 1 FlexCare+

**Bürstenköpfe:** 2 InterCare Standard-

Bürstenköpfe

**Reiseetui:** 1

**Ladegerät:** 1

**UV-Reinigungsgerät**

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Für gesünderes Zahnfleisch

**Leistung:** Entfernt bis zu 6x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf

natürliche Weise zu entfernen

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

**Massage:** Belebende Massage

**Refresh:** Einminütiges Putzprogramm für schnelle Auffrischung

**Sensitive:** Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

