

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

ProtectiveClean 4300

Вграден сензор за натиск

1 режим на чистене

1 функция BrushSync



HX6848/92



По-бели зъби. Направете го нежно.

Избелва зъбите само за 1 седмица.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

Доказано подобрява здравето на устата

- Избелва зъбите само за една седмица

Иновативна технология

- Деликатно напомняне за по-лек натиск
- Пациентите извличат максимума от техните глави на четка
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката
- Подобрява здравето на венците само за 2 седмици

Подобрява оралното здраве на пациентите

- Пломби, корони или чувствителни зони? Не се тревожете.

Проектирано с мисъл за вашия пациент

- Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби
- Насърчаване за внимателно миене


Акценти

Естествено по-бели зъби



Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Подобрява здравето на венците



Главата на четка i InterCare предлага по-дълги, по-гъсто разположени, висококачествени косъмчета, за да се справи със скритата между зъбите плака. Клинично е доказано, че намалява кървенето на венците и възпалението само за две седмици.

Прекалено голям натиск?



Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

Безопасност и щадящо действие




Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Интелигентни напомняния за смяна



Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.

Полезни таймери



Нашият QuadPacer уведомява пациентите, когато са прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

Програма Easy-start



Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло и наситеносиньо

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Време за почистване: До 2 седмици

Включени в комплекта

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: 1 W2c Optimal White compact, 1 ic InterCare compact, 1 Sensitive стандартна

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците само за две седмици, Помага за намаляване на кариесите

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: Quadpacег и SmarTimer

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

2 степени на интензивност: Ниски, Високо

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

