



Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

mit FlexCare
Wiederaufladbar

HX8172/20

Philips AirFloss + Flexcare

Sonicare verbessert effektiv die Mundgesundheit

Sonicare AirFloss: Mit AirFloss können Sie Ihre Zähne gründlich reinigen – ohne den mühevollen Einsatz von Zahnseide. Flexcare: Die Lösung für eine umfassende Zahnfleischpflege. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen verbessern.

Achieve a 30-second clean

- Einfache Anwendung per Tastendruck; so einfach wie ein Mausklick

Erwiesene Verbesserung der Mundgesundheit

- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung

Einfach: ausrichten und drücken

- Leicht befüllbarer Behälter
- Die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck
- Schlanker, einfach zu haltender Griff

Umfasst eine aufladbare FlexCare+ Zahnbürste

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

PHILIPS
sonicare

Besonderheiten

Leicht befüllbarer Behälter




Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.

Microburst-Technologie



Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



AirFloss verwendet feinste Wassertropfen aus Luft und Wasser oder Mundspülung, um bis zu 99 %

mehr Plaque aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen*

Einfache Anwendung per Tastendruck



Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.

Schlanker, einfach zu haltender Griff



Einfaches Bewegen im Mund.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 2 Wochen oder 14 Komplett-Anwendungen
- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Ladezeit: 24 Stunde(n)

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Mitgelieferte Artikel

- Reiseladegerät: 1
- ProResults-Bürstenkopf: 1 Stck.
- Handgriff FlexCare+: 1

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Leuchte der Ein-/Ausschalttaste blinkt, wenn der Akku geladen werden muss
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Artikel enthalten

- AirFloss Handstück: 1
- AirFloss Düse: 1



Ausstellungsdatum
2023-05-19

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 65410 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu einer Handzahnbürste