

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandbørste

DiamondClean

5 indstillinger

2 børstehoveder

HX9342/02



Hvidere og sundere tænder resten af livet

Elektrisk tandbørste giver Sonicares bedste blegning

Sonicares bedste blegning med vores mest elegante Philips Sonicare elektriske tandbørste. Skift til Sonicare.

Proven to improve oral health

- Giver sundere tandkød på blot to uger
- Fjerner op til 7x mere plak end en manuel tandbørste
- Philips Sonicare-tandbørsten hjælper dig med at få hvidere tænder
- Bleger tænderne mere end 2x bedre end en manuel tandbørste
- Sensitive-indstilling: Blid børstning af tænder og tandkød

Designed around you

- Ladesystem: Opladningsglas

Guides you to follow dental recommendations


- 2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted
- Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

Provides a superior clean

- DiamondClean-tandbørstehoved giver Sonicares bedste blegning
- Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Vigtigste nyheder

Fjerner op til 7x mere plak



Fjerner op til 7 gange mere plak fra områder, der er svære at nå, end en manuel tandbørste.

Giver sundt tandkød



Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.

Bleger tænderne 2x bedre



Denne Philips Sonicare-tandbørste bleger tænderne mere end 2 gange bedre end en manuel tandbørste på kun 1 uge. Fjerner op til 100% flere pletter, så du får hvidere tænder på blot 1 uge.

DiamondClean-børstehoved




DiamondClean tandbørstehoveder, Philips Sonicare børstehoved med den bedste blegning, har diamantformede børstehår, der effektivt og skånsomt fjerner overfladepletter og plak. Fjerner misfarvninger fra kaffe, te, rødvin, cigaretter og tobak på blot én uge.

Blid børstning af tænder og tandkød



Philips Sonicare-tandbørste med Sensitive-indstilling: Nænsom, men grundig tandbørstning til følsomt tandkød

Quadpacer



30-sekunders intervalltimer indikerer, når du har fuldført hver mundens fire afsnit og signalerer, at det er tid til at gå videre til næste område, hvilket resulterer i mere ensartet rensning af hele munden

Smarttimer



2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler

Ladesystem



Du skal blot stille din elektriske Philips Sonicare-tandbørste i glasset for at lade den op. Kan også bruges til at skylle munden efter tandbørstningen.

Hjælper dig med at få hvidere tænder



Denne Philips Sonicare-tandbørste hjælper med at fjerne og mindske misfarvninger på tænderne, så du får et hvidere smil.



Specifikationer

Design og finish

Farve: Keramisk hvid

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Batteritype: Litiumion

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer batterilevetid

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Display: Oplyst display

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Børstetid: Op til 3 uger**

Medfølgende dele

Håndtag: 1 DiamondClean

Børstehoveder: 1 DiamondClean kompakt, 1 DiamondClean standard

Oplader: 1

Rensydelse

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere tandkød på blot to uger

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Timer: Quadpacer og Smartimer

Hvidere tænder: Blegger tænderne 2X bedre*

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Gum Care: Masserer forsigtigt tandkødet

Hvid: Fjerner overfladepletter

Polsk: Lysner og polerer dine tænder

Sensitive: Blid børstning af tænder og tandkød

