

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

CleanCare+

1 Putzprogramm

1 Bürstenkopf

HX3212/56



## Für gesünderes Zahnfleisch

Entwickelt für einen idealen Übergang von einer Hand- zur elektrischen Schallzahnbürste. Für eine einzigartig gründliche Reinigung und ein glattes Schallzahnbürsten-Gefühl.

### Entwickelt für eine gründliche Plaque-Entfernung

- Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Die Easy-Start-Funktion erleichtert den Umstieg von einer Handzahnbürste
- Timer, die eine gründliche Reinigung unterstützen

### Für gesünderes Zahnfleisch

- Für gesünderes Zahnfleisch

### Für hervorragende Reinigungsergebnisse

- Akkulaufzeit
- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

### Entfernt effektiv Verfärbungen

- Für weiße Zähne

# Besonderheiten

## Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque



Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste, für ein tiefenreines Mundgefühl

## Für gesünderes Zahnfleisch




Die effektive und sanfte Reinigung hilft dabei die Zahnfleischgesundheit zu verbessern

## Für weiße Zähne




Für ein strahlendes Lächeln

## 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer



Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zum nächsten Quadranten des Mundes zu wechseln. Der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.

## Easy-Start-Funktion



Die Easy-Start-Funktion erhöht die Putzintensität der Schallzahnbürste im Laufe der ersten 14 Anwendungen. So gewöhnen Sie sich leichter an das Putzen mit der Sonicare Schallzahnbürste und sorgen für einen optimalen Übergang von der Hand- zur Sonicare Schallzahnbürste.

## Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf das Handstück

aufstecken und abnehmen. Er passt auf die Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke PowerUp mit Akkubetrieb und Essence+/Elite+/CleanCare+.

## Akkulaufzeit



Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen

## Sonicare Schalltechnologie



Unsere Schalltechnologie bietet eine besonders effektive dynamische Reinigung, die die Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 10 Tage

Batterietyp: NiMH

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Ergonomisches Design, Gummigriff für hohen Komfort

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 10 Tage

## Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstücke: 1 CleanCare+

Bürstenköpfe: 1 ProResults (Standard)

## Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque\*

Timer: 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Entfernt effektiv Verfärbungen

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

