

PHILIPS

sonicare

Wiederaufladbare
Schallzahnbürste

DiamondClean

5 Stufen

2 Bürstenköpfe

Ladegerät aus Glas

USB-Reiseladegerät

HX9382/02



Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Elektrische Sonicare Zahnbürste mit bester Leistung für weiße Zähne

Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.

Für eine gute Mundgesundheit

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne
- Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste
- Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste
- Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Ladesystem: Ladeglas

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen


- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Hervorragende Reinigung

- DiamondClean Bürstenkopf für beste Sonicare Leistung für weiße Zähne
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie


Besonderheiten

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque



Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

Zweifach weißere Zähne



Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

DiamondClean Bürstenkopf



DiamondClean Bürstenköpfe, die Philips Sonicare Bürstenköpfe für optimale Aufhellung, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten für eine effektive und dennoch sanfte Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und Plaque aus. Sie lösen Verfärbungen von Kaffee, Tee, Rotwein und Tabak in nur einer Woche.

Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.

4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten

Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

2-Minuten-Timer




Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Ladesystem



Setzen Sie Ihre elektrische Philips Sonicare Schallzahnbürste zum Aufladen einfach in das Ladeglas. Sie können das Glas außerdem zur Mundspülung nach der Reinigung verwenden.

Für weiße Zähne



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.



Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Keramikweiß

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen**

Artikel enthalten

Handstücke: 1 DiamondClean

Bürstenköpfe: 1 DiamondClean, Mini, 1 DiamondClean, Standard

Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Zweifach weißere Zähne*

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Polnisch: Aufhellen und Polieren Ihrer Zähne

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

