

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

PowerUp

1 Putzprogramm

2 Bürstenköpfe

HX3110/33



Bessere Plaque-Entfernung*

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Zur einfachen Verwendung wie mit einer Handzahnbürste entwickelt, jedoch mit besserer Plaque-Entfernung.

Proven to improve oral health

- Nachweislich sicher und sanft
- Verringert Kariesbildung
- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Provides a superior clean

- Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können
- Sonic-Technologie
- Entfernt mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Guides you to follow dental recommendations

- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

An easy way to switch your current routine

- Vertraute Bürstenbewegung wie bei einer herkömmlichen Zahnbürste.
- Bedienungsfreundlich

Besonderheiten

Angewinkelter Bürstenkopf



Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Bedienungsfreundlich



Schlanker, ergonomischer Griff für eine einfache Verwendung wie bei einer herkömmlichen Zahnbürste.

Vertraute Bürstenbewegung




Vertraute Bürstenbewegung und Bürstenkopfform wie bei einer herkömmlichen Zahnbürste, aber mit der Reinigungskraft von über 15.000 Bewegungen pro Minute.

Verringert Kariesbildung



Zweimal täglich Zähneputzen verringert Kariesbildung

Für weiße Zähne



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

Entfernt mehr Plaque



Entfernt mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Sonic-Technologie

Mehr Bewegungen an 1 Tag als mit Ihrer herkömmlichen Zahnbürste in einem Monat. Über 15.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute.



Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Scuba Blue, Pink

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: NiMH

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare
Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design,
Gummigriff für hohen Komfort

Akkulaufzeit: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 ProResults (Standard)

Ladegerät: 1

Handstücke: 2 PowerUp

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt mehr Plaque

Geschwindigkeit: Bis zu 15.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes
Zahnfleisch

Timer: 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Für weiße Zähne

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

