



Philips Sonicare e-Series
Standard-Bürstenköpfe für
Schallzahnbürste

1er-Pack

Standardgröße
Aufschraubbar

HX7001/20

Klassische Leistung bei klassischer Reinigung.

Ein neuer Anfang für eine bessere Mundgesundheit

Die Philips Sonicare E-Series wird für diejenigen empfohlen, die bei der täglichen Zahnreinigung besonders auf eine effektive Plaqueentfernung Wert legen.

A brush head that fits multiple handles

- Aufschraubbares Bürstenkopfsystem für Essence, Elite, Xtreme, Advance

Für eine gute Mundgesundheit

- Teil einer guten täglichen Zahnpflege

Designed to optimize performance

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Unser klassischer Bürstenkopf
- Erinnerungsborsten gewährleisten eine effektive Reinigung.

PHILIPS

sonicare

Besonderheiten

Unser klassischer Bürstenkopf



Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an für eine gründliche Reinigung.

Patenterte Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Aufschraubbares Bürstenkopfsystem



Die Philips Sonicare E-Serie Bürstenköpfe lassen sich für einen sicheren Halt sowie eine einfache Wartung

und Reinigung einfach auf das Handstück aufschrauben.

Bessere Mundhygiene



Wie alle Original Philips Sonicare Bürstenköpfe ist dieser Bürstenkopf sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wurde eingehend auf hervorragende Leistung und lange Lebensdauer geprüft.

Erinnerungsborsten



Auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht auf, aber Bürstenköpfe verlieren im Lauf der Zeit an Festigkeit und zeigen nach einigen Monaten normaler Verwendung Abnutzungserscheinungen. Die blauen Erinnerungsborsten werden dann weiß und erinnern Sie daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihren Bürstenkopf alle drei Monate austauschen.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß

Design und Materialausführung

- Härtegrad: Mittel
- Erinnerungsborsten: Blaue Farbe der Borsten verblasst
- Abmessungen: Standard

Kompatibilität

- Bürstenkopfsystem: Aufschraubbar
- Für folgende Modelle geeignet: Essence+

Artikel enthalten

- Bürstenköpfe: 1 e-Serie Standard

Qualität und Leistung

- Austausch: Alle 3 Monate
- Geprüft: für optimale Nutzung



Ausstellungsdatum
2022-06-04

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 31755 37

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com