

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

FlexCare

3 λειτουργίες

2 κεφαλές βουρτσίσματος

HX6986/03



Προηγμένος καθαρισμός

Η πρωτοποριακή τεχνολογία αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Πλέον υπάρχει εγγυημένος τρόπος για καλύτερη στοματική υγιεινή. Είναι η νέα Philips Sonicare FlexCare που προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες στοματικής υγιεινής.

Proven to improve oral health

- Κλινικά αποδεδειγμένη ασφαλής και απαλή σύνθεση
- Φυσικά λευκότερα δόντια με κατοχυρωμένη τεχνολογία sonic
- Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Guides you to follow dental recommendations

- Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος Quadpacer ενθαρρύνει το σχολαστικό βούρτσισμα
- Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού χρόνου βουρτσίσματος

Provides a superior clean

- Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια
- Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό για καλύτερη προσέγγιση των πίσω δοντιών

Offers a customized brushing experience

- Πρόγραμμα εύκολης έναρξης για προσαρμογή στην εμπειρία Sonicare

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία sonic




Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαϊμό



Με τη μοναδική κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαϊμό, μπορείτε να φτάσετε πιο εύκολα στα πίσω δόντια αφαιρώντας την πλάκα σε αυτά τα δυσπρόσιτα σημεία.

Φυσικά λευκότερα δόντια



Η δυναμική καθαριστική δράση της οδοντόβουρτσας με την άμεση, ευρύτερη επαφή με κάθε δόντι, απομακρύνει αποδεδειγμένα τους καθημερινούς λεκέδες, προσφέροντας στα δόντια σας φυσική λευκότητα.

Ασφαλής και απαλή σύνθεση



Η Philips Sonicare είναι μια απαλή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για σιδεράκια (οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται σε σιδεράκια) και είναι ασφαλής για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις (σφραγίσματα, θήκες, όψεις) και περιοδοντικούς θύλακες.

Βελτώνει την υγεία των ούλων




Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, για καλύτερη υγεία των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

SmarTimer




Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει χρονόμετρο 2 λεπτών, για να είστε σίγουροι ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας για όσο χρόνο συνιστούν οι ειδικοί

Quadpacer



Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος 30 δευτερολέπτων υποδεικνύει πότε έχετε ολοκληρώσει κάθε τεταρτημόριο της στοματικής κοιλότητας και σας ειδοποιεί να συνεχίσετε για πιο συνεπή καθαρισμό

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης



Σταδιακή αύξηση της ισχύος στις 14 πρώτες χρήσεις, για να συνηθίσετε ομαλά την εμπειρία καθαρισμού με μια οδοντόβουρτσα Philips Sonicare



Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό και πράσινο

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 2 εβδομάδες

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός, Λαβή από καουτσούκ για άνετο χειρισμό

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Ένδειξη μπαταρίας:

Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες

Περιλαμβάνεται

Θήκη ταξιδιού: 1 μαλακή

Λαβές: 1 FlexCare

Βάση σύνδεσης: 1

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 κανονική ProResults, 1 μικρή ProResults

Απολυμαντική συσκευή με UV: ΟΧΙ

Καθαριστική απόδοση

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στην υγεία των ούλων

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 83% της πλάκας στις δυσπρόσιτες περιοχές

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Πιο λευκά δόντια έως και 2 τόνους

Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Μασάζ: Αναζωογονητικό μασάζ

Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα ούλα

2 τύποι: Go Care και Max Care

