

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

DiamondClean

5 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

Ladeglas, USB-Reiseladeetui

USB-Reiseladeetui



HX9372/04



## Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf\*
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen\*
- Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste
- Sicher und sanft für Ihre Mundgesundheit

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten
- USB-Reiseladeetui und Ladeglas

### Hervorragende Reinigung

- Angewinkelte Form zur besseren Reinigung von schwierigen Stellen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

## Bis zu 2 Mal weißere Zähne



Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.\*

## Pflegen Sie Ihr Zahnfleisch



Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen\* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste\*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

## Entworfen für praktische Aufbewahrung



Ihr Deluxe-USB-Reiseetui dient auch als Ladegerät, damit Ihnen unterwegs nicht der Strom ausgeht. Platzieren Sie Ihre Zahnbürste im Etui, und verbinden Sie sie mit Ihrem Laptop oder einer Steckdose. Zudem ist ein Bürstenkopfhalter für die zusätzliche Hygiene auf Reisen enthalten. Mit einer einzigen Aufladung kann die Zahnbürste zwei Wochen lang regelmäßig verwendet werden.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre

Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

## Erreichen Sie auch schwierige Stellen



Das einzigartig geformte Handstück Ihrer DiamondClean-Zahnbürste und unsere Bürstenköpfe ermöglichen selbst an schwierigen Stellen wie den Backenzähnen eine gründliche Reinigung.

## Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

## Putzen Sie ohne Sorgen



Die DiamondClean bietet eine sichere Reinigung für alle Anforderungen. Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer, und kann sogar in der täglichen Behandlung von Zahnfleischerkrankungen verwendet werden.

# Daten

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen\*\*

Batterietyp: Lithium-Ionen

## Consumer Trade Item

Height: 25.2

Width: 17.4

Length: 11.1

Net Weight: 0.868

Gross Weight: 1.047

GTIN: 8710103752431

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

## Außenkarton

GTIN: 18710103806155

## Design und Materialausführung

Farbe: Amethyst

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen\*\*

## Artikel enthalten

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Handstück: 1 DiamondClean

Bürstenköpfe: 2 DiamondClean (Standard)

Ladeglas: 1

## Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque\*

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die

Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur

2 Wochen

Weißer Zähne: Zweifach weißere Zähne\*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-

Timer

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Polnisch: Aufhellen und Polieren Ihrer Zähne

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und

Zahnfleisch

