

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

DailyClean 1100

1 Putzprogramm

2 Handstücke

2 Bürstenköpfe



HX3412/34



Bietet klinisch erwiesen eine gründlichere
Reinigung*

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Entwickelt für einen idealen Übergang von einer Hand- zur elektrischen Schallzahnbürste. Für eine einzigartig gründliche Reinigung und ein glattes Schallzahnbürsten-Gefühl.

Für eine gute Mundgesundheit

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten
- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine

Innovative Technologie

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Akkulaufzeit
- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

Besonderheiten

Philips Sonicare-Technologie




Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Verabschieden Sie sich von Plaque



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 3 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Die wellenförmigen Borsten passen sich den Konturen Ihrer Zähne an, so können Sie auch schwer erreichbare Stellen gründlich putzen.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert,

wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Akkulaufzeit



Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen

Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf das Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf die Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke PowerUp mit Akkubetrieb und Essence+/Elite+/CleanCare+.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Pink, Mid-Blue

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 14 Tage

Batterietyp: NiMH

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Ergonomisches Design

Artikel enthalten

Handstück: 2 DailyClean 1100

Bürstenköpfe: 2 C1 ProResult Bürstenköpfe

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

