



Philips Sonicare AirFloss
Airfloss
Zahnzwischenraumreinigung

mit 1 Interdentaldüse –
wiederaufladbar



HX8211/02

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.

Improves oral health

- Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen
- Hilft dabei, die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

Reinigung in 30 Sekunden

- Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden
- Ausrichten. Drücken. Sauber!

Einfache Bedienung

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Komfortabler ergonomischer Griff
- Führungsspitze für richtige Platzierung

So wird gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit

- Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

PHILIPS
sonicare


Besonderheiten

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen



Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Für den einfachen Einstieg



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Reinigung in 30 Sekunden



Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken

wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.

Bessere Zahnfleischgesundheit



Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleisches in nur zwei Wochen verbessert.

Behälter für einfaches Befüllen



Füllen Sie den Behälter auf dem Griff entweder mit einem Mundwasser oder mit Wasser für eine erfrischende Reinigung, dann richten Sie die Spitze aus und los geht's. Der Behälter enthält genug Flüssigkeit für bis zu zwei Verwendungen.

Führungsspitze




Die schlanke, angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Positionierung. Führen Sie sie einfach an der Oberfläche des Zahns nahe dem Zahnfleisch entlang, bis die Spitze auf einen Zwischenraum zwischen den Zähnen trifft.

Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert Sonicare AirFloss Karies zwischen den Zähnen.

Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen



Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen

Ergonomisches Handstück

Entwickelt für die einfache Benutzung in den Zahnzwischenräumen bietet die AirFloss einen komfortablen ergonomischen Griff und ist rutschfest.

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Designspezifikationen

- Farbe(n): Weiß mit Farbakzenten in Grün

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Blinken zeigt einen niedrigen Akku an
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

- Akkulaufzeit: Bis zu 3 Wochen nach vollständiger Aufladung
- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Artikel enthalten

- Ladegerät: 1 Multispannungs-Ladegerät
- AirFloss Handstück: 1
- AirFloss Düse: 1
- Düsenbehälter: 1

Reinigungsleistung

- Düsen: Für beste Ergebnisse alle 6 Monate austauschen
- Leistung: Entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque*
- Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Autoburst-Funktion: Reinigt den ganzen Mund in 30 Sekunden



Ausstellungsdatum
2022-07-26

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 36232 98

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* als manuelles Zähneputzen allein