




Philips Sonicare AirFloss
Mezizubní – nabíjecí

S 1 tryskou



HX8211/02

Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte AirFloss.

Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže

Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných místech.

Improves oral health

- Pomáhá zlepšit zdraví dásní za pouhé dva týdny
- Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Dosáhněte vyčištění za 30 sekund

- Vyčistí vaše celá ústa za pouhých 30 sekund
- Namiřte, stiskněte a čistěte!

Snadné použití

- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Pohodlná ergonomická rukojeť
- Vodicí koncovka zajišťuje správné umístění


Pomáhá vybudovat zdravé návyky

- Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

PHILIPS
sonicare


Přednosti

Vzduchová technologie a technologie mikrokapek



Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Snadný začátek



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání přístroj AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje AirFloss čtyři nebo více dní týdně.

Vyčištění za 30 sekund



Se zařízením AirFloss budou vaše ústa čistá za pouhých 30 sekund. Jednoduše stisknete tlačítko pro jedno čištění, zařízení posunete znovu a opakujete. Chcete-li použít funkci

automatického čištění, podržte tlačítko a posunujte špičku zařízení z místa na místo. Každou sekundu se čištění automaticky spustí.

Pro zdravější dásně



Je klinicky ověřeno, že zařízení Philips Sonicare AirFloss zlepšuje zdraví dásní za pouhé dva týdny.

Nádržka se snadným plněním



Naplňte nádržku na rukojeti ústní nebo osvěžující vodou, nasmířte, stiskněte a voda vystříkne. Nádržka pojme vodu až na dvě čištění.

Vodící koncovka



Tenká zahnutá tryska a vodící koncovka usnadňují správné umístění. Stačí sjet po


povrchu zubu blízko dásně, dokud koncovka nezapadne do prostoru mezi zuby.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, který čištění neodstranilo, pomáhá zařízení Philips Sonicare AirFloss předcházet tvorbě zubního kazu mezi zuby.

Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor



Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor

Ergonomická rukojeť

Zařízení AirFloss je navrženo k snadnému použití v těsných prostorech, a proto disponuje ergonomickou protiskluzovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci.

Specifikace

Spotřeba

- Napětí: Vícenapět'ová nabíječka

Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Doba provozu: Trysku vyměňujte každých 6 měsíců
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Konstrukční specifikace

- Barva(y): Bílá se zelenými prvky

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Rukojeť: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Blikání dává najevo, že je baterie

téměř vybitá

- Výdrž baterie: Až 3 týdny při plném nabití
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

- Rukojeť AirFloss: 1
- Nabíječka: 1 univerzální nabíječka
- Hubice AirFloss: 1
- Držák trysky: 1

Výkon čištění

- Výkon: Odstraňuje až 5x více plaku*
- Hubice: Pro nejlepší výsledky vyměňujte každých 6 měsíců
- Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Funkce automatického čištění: Vyčistí celá ústa za pouhých 30 sekund



Datum vydání 2023-05-19

Verze: 5.0.1

EAN: 87 10103 62331 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* než samotné manuální čištění zubním kartáčkem