

PHILIPS

sonicare

Plakforsvar i 2-serien

2 Series plaque control

1 indstilling

1 børstehoved



HX6231/40



Fjerner op til 100 % mere plak*, så du får sunde gummer

*end en almindelig tandbørste

Giver dig suveræn fjernelse af plak med blot et tryk på en knap

Guides you to follow dentist recommendations

- Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning
- Smarttimeren hjælper dig med at overholde anbefalingerne for børstetid

Offers a customized brushing experience

- EasyStart-programmet hjælper dig med at justere fra en manuel tandbørste

Provides a superior clean you can see and feel

- Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder
- Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne
- Fjerner op til 2 gange mere plak end en manuel tandbørste

Recommended by dental professionals world wide

- Bedre fjernelse af plak for at reducere forekomsten af huller i tænderne
- Sikker ved tandregulering, tandbehandling og lakeringer

Vigtigste nyheder

Bidraget til at reducere huller



Giver en bedre fjernelse af plak og adgang til de bageste tænder; børstning to gange om dagen hver dag med denne børste kan reducere forekomsten af huller i tænderne

Sikker og skånsom




Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørstes skånsomme bevægelser er sikre ved tandbehandling, herunder tandregulering, implantater og lakeringer, så du kan børste uden at være bekymret.

Smarttimer




Denne Philips Sonicare-tandbørste har en særlig Smarttimer, der hjælper dig med at overholde tandlægens anbefalede børstetid på to minutter

Fjerner op til 2 gange mere plak




Børstehovedet fjerner op til 2 gange mere plak end en manuel tandbørste

Bedre adgang til de bageste tænder



Denne plakfjernende tandbørste har et slankt, vinklet børstehoved, som giver bedre adgang til de bageste tænder og steder, der er svære at nå.

Quadpacer




Med en Quadpacer-intervaltimer, der hjælper til en grundigere børstning i hele munden. Tandbørsten bipper hvert 30. sekund for at bekræfte, at det er tid til at gå videre til et andet område i munden.

Sonisk teknologi



Vores soniske teknologi skaber en unik, dynamisk rensningsprocedure, der sender væsken dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden og giver en grundig og alligevel skånsom rensning.

EasyStart



EasyStart-funktionen regulerer tandbørstens effektiveau de første 14 gange, den anvendes, så du kan vænne dig til oplevelsen med Sonicare og gøre overgangen fra den manuelle tandbørste mere behagelig

Specifikationer

Strøm Spænding: 110–220 V	Brugervenlig Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt klikkes på Håndgreb: Slankt, ergonomisk design Børstetid: Op til 2 uger	Rensydelse Hastighed: Op til 31.000 børstebevægelser/min. Sundhedsmæssige fordele: Bidrager til at reducere huller Performance: Op til 2 gange bedre bekæmpelse af plak* Timer: Quadpacer og Smartimer
Tekniske specifikationer Batteri: Genopladelig Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger Batteritype: NiMH	Medfølgende dele Håndtag: 1 plakforsvar i 2-serien Børstehoveder: 1 ProResults standard Oplader: 1	Indstillinger Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag
Design og finish Farve: Himmelblå		
Service Garanti: 2 års begrænset garanti		

