

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean
4300

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync



HX6848/92



Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

Proven to improve oral health

- Světlejší zuby za pouhý týden

Innovative technology

- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejúčinněji
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Improves patients' oral health

- Plomby, korunky nebo citlivá místa? Žádný strach.

Designed around your patient

- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček
- Motivace k důkladnému čištění


Přednosti

Přirozeně světlejší zuby



Nasadte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Zlepšuje zdraví dásní



Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.

Příliš velký tlak?



Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Bezpečný a šetrný




Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhnání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Automatické upozornění na potřebu výměny



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že jejich kartáčková hlavice bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

Užitečné časovače




Náš časovač QuadPacer dá pacientům vědět, že strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer je zase upozorní, že si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Specifikace

Design a provedení

Barva: Bílá a polomodrá

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 ks W2 Optimal White, kompaktní velikost, 1 hlavice InterCare ic, kompaktní velikost, 1 ks Sensitive, standardní velikost

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

2 nastavení intenzity: Nízká, Vysoká

Technologie Smart Sensor

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

