

# PHILIPS

 Product Picture

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

FlexCare

3 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

UV-Reinigungsstation für  
Bürstenköpfe

HX6932/10

## Hervorragende Reinigung

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Die elektrische Philips Sonicare FlexCare Zahnbürste passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.

### **Für eine gute Mundgesundheit**

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne
- Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

### **Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen**

- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.
- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen

### **Hervorragende Reinigung**

- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

### **Für ein individualisiertes Putzerlebnis**

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Drei unterschiedliche Putzprogramme für ein hervorragendes Reinigungserlebnis

# Besonderheiten

## Sonicare Schalltechnologie



Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

## 2-Minuten-Timer




Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

## 4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

## Easy-Start-Funktion



Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste

## Drei unterschiedliche Putzprogramme



Die drei Programme umfassen ein Clean-Programm für eine hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Programm für eine

sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches sowie ein Massage-Programm zur Stimulierung des Zahnfleisches.

## Für weiße Zähne



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

## Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque



Die patentierte Sonicare Schalltechnologie entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

## Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.



# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und Grün

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design, Gummigriff für hohen Komfort  
**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Handstücke:** 1 FlexCare

**Reiseetui:** 1 x weich

**Bürstenköpfe:** 1 ProResults (Standard), 1 ProResults (Mini)

**UV-Reinigungsgerät**

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 83 % an Plaque an schwer erreichbaren Stellen

**Vorteile für die Gesundheit:** Für gesünderes Zahnfleisch

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-

Timer

**Weißer Zähne:** Hellt Zähne um bis zu 2 Nuancen auf

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Massage:** Belebende Massage

**Sensitive:** Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

**2 weitere Putzeinstellungen:** Go Care und Max Care

