

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček 2 těla

EasyClean

1 režim

2 kartáčkové hlavice

HX6511/35



Lepší odstranění plaku

dokonalý zubní kartáček pro bělejší zuby

Jedinečný dynamický čistící účinek sonického zubního kartáčku Philips Sonicare HX6511/50 šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Proven to improve oral health

- Bezpečný a šetrný – klinicky ověřeno
- Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlit zuby

Guides you to follow dental recommendations

- 2minutový časovač hlídá doporučenou délku čištění
- Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění

Provides a superior clean

- Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
- Šikmý krček kartáčkové hlavice pro lepší přístup k zadní straně zubů
- Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*
- Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor

Offers a customized brushing experience

- Program snadného začátku pro snazší přivyknutí na kartáček Philips Sonicare

Přednosti

Bezpečný a šetrný



Philips Sonicare je jemný elektrický kartáček na rovnátka (hlavice kartáčku se na rovnátkách dříve opotřebuje) a lze jej bezpečně používat i na zubní náhrady (výplně, korunky, fazety) a obnažené krčky.

Šikmý krček kartáčkové hlavice



Jedinečně nakloněný krček hlavice tohoto zubního kartáčku usnadňuje přístup k zadní straně zubů a odstranění plaku i z těchto obtížně přístupných oblastí.

Pomáhá zesvětlovat zuby




Tento elektrický zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá odstranit a redukovat skvrny na zubech tak, abyste měli zářivější úsměv.

Sonická technologie



Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Program Easy-start



Během prvních 14 použití zlehka zvyšuje intenzitu čištění, abyste si na čištění s elektrickým zubním kartáčkem Philips Sonicare lépe zvykli.

Odstraňuje až 2x více plaku




Unikátní sonická technologie odstraňuje až 2x více plaku než manuální kartáček.

Funkce SmarTimer



2minutový časovač tohoto sonického zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet dobu čištění doporučenou odborníky.

Funkce Quadpacer



30vteřinový časovač vás upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu a čištění si tak lépe rozvrhnout.

Unikátní sonická technologie



Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.



Specifikace

Design a provedení

Barva: Ledovcově zelená

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací hlavičky kartáčku

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 2 EasyClean

Kartáčkové hlavičky: 2 ks ProResults, standardní velikost

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 2x více plaku*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní

Časovač: Quadpacer a SmartTimer

Bělící účinky: Bělejší zuby až o 2 odstíny

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

