

# PHILIPS

## sonicare

Sonic-  
sähköhammasharja

3 Series gum health

1 harjaustila

3 tehoasetusta

1 harjaspää



HX6631/41



## Terveemmät ikenet kahdessa viikossa\*

\*Verrattuna tavalliseen hammasharjaan

Poistaa plakkia ja puhdistaa hammasvälit tehokkaasti ja pitää ikenet terveempinä.

### **Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia**

- Smartimer auttaa noudattamaan suositeltuja harjausaikoja
- Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

### **Itse muokattava harjauskokemus**

- Kolme tehoasetusta, hellävaraisempi puhdistus

### **Näkyvä ja tuntuva puhdistustulos**


- Sonic-tekniikka suun hyvinvoinnin parantamiseen
- Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä

### **Hammashoidon ammattilaisten suosittelema**

- Turvallinen hammasraudoille, korjatuille hampaille ja pinnoituksille

## Kohokohdat

### Kolme tehoasetusta



Kolmen mukautettavan tehoasetuksen (matala, keskitaso, korkea) avulla voit valita harjaustehon, joka tuntuu mukavimmalta ienrajassa. Harjattuasi 1,5 sekuntia voit vaihtaa asetusta painamalla painiketta kaksi kertaa. Harjaaminen keskeytetään painamalla painiketta kerran ja tilaa vaihdetaan painamalla painiketta toisen kerran.

### Ulottuu syvälle hammasväleihin



Ikenien terveyttä parantava Philips Sonicare 3-sarjan hammasharja yltää syvälle hammasväleihin poistaen plakkia erityisen tehokkaasti. Sen on kliinisesti todistettu poistavan 7 kertaa enemmän plakkia hammasväleistä kuin tavallisen hammasharjan.

### Sonic-tekniikka



Toisin kuin perinteisessä sähköhammasharjassa Philips Sonicaressa on patentoitu Sonic-tekniikka. Sonicaren ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto ohjaa nesteen


hammasväleihin poistaen plakkia hellävaraisesti hampaiden välistä ja ienrajasta.

### Turvallinen ja hellävarainen



Philips Sonicare -sähköhammasharjan hellävarainen liike on turvallinen korjatuille hampaalle sekä hammasraudoille, implanteille ja pinnoituksille. Voit harjata hampaasi huoletta.

### Quadpacer



Hammasharjan Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaamiseen. Hammasharja hälyttää 30 sekunnin välein, kun on aika siirtyä seuraavaan suun osaan.

### SmarTimer



Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on erityinen SmarTimer-ajastin, joka auttaa noudattamaan hammaslääkäreiden suosittelemaa kahden minuutin harjausaikaa

## Tekniset tiedot

### Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Turkoosi

### Virta

Jännite: 110-220 V

### Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa\*\*

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

### Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

### Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmainen: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa\*\*

### Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää

Rungot: 3-sarja ikenien hyvinvointiin, 1 kpl

Laturi: 1

### Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Terveysedut: Parantaa ienterveyttä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

### Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

