

Philips Sonicare Elite
Sonic-sähköhammasharja



HX7351

Parempi ulottuvuus, parempi harjaustulos

Markkinoiden ainoa Sonic-sähköhammasharja, jossa on viistosti muotoiltu kaulaosa, jonka avulla ulottuu paremmin harjaamaan kaikki hampaat. Sonicaren ainutlaatuinen puhdistustoiminto puhdistaa tehokkaasti myös hankalasti tavoitettavat alueet. Sonicare - ainutlaatuinen harjauskokemus.

Lisäominaisuudet

- SmarTimer kannustaa harjaamaan 2 minuutin ajan
- Easy-start-toiminto totuttaa Sonicaren käyttöön
- 30 sekunnin Quadpacer intervalliajastin kannustaa suun eri alueiden tasapuoliseen harjaamiseen
- Dual Speed Control

Parempi ulottuvuus, parempi harjaustulos

- Ohut, viistosti muotoiltu harjan kaulaosa
- Kaarevat harjakset
- Patentoitu, tehokas puhdistustoiminto

Kliinisesti todistetut tulokset

- Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
- Luonnollisesti valkoisemmat hampaat
- Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

PHILIPS
sonicare

Kohokohdat

Patentoitu, tehokas puhdistustoiminto

Puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Kaarevat harjakset



Erittäin pehmeät, päistään pyöristetyt harjakset ovat hellävaraisia hampaille ja ikenille

Ohut, viistosti muotoiltu harjan kaulaosa

Helpottaa hankalasti puhdistettavien alueiden harjausta

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat



Kliinisissä testeissä todettu vähentävän huomattavasti kahvin, teen ja tupakan aiheuttamia tummentumia ja tekevän hampaista luonnollisen valkoiset.

Turvallinen ja hellävarainen



Philips Sonicare -sähköhammasharja on hellävarainen hammasraudoille (harjaspäät kuluvat nopeammin hammasrautoja puhdistettaessa) ja turvallinen korjatuille hampaille (paikoille, kruunuille, pinnoituksille, silloille) sekä ientaskuille.

Parantaa ienterveyttä




Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.

SmarTimer




2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan

Easy-start-toiminto




Sonicaren teho lisääntyy vähitellen ensimmäisten 12 käyttökerran aikana.

Quadpacer



30 sekunnin Quadpacer intervalliajastin kannustaa suun eri alueiden tasapuoliseen harjaamiseen

Dual Speed Control



Dual Speed Control

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Harjan pidike

Tekniset tiedot

- Virrankulutus: 3 W
- Nopeus: 31 000 harjausliikettä minuutissa
- Jännite: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)
- Latausaika: 24 hr
- Ladattava akku: NiCd

Lisäominaisuudet

- Smartimer
- Deluxe-latausmittari
- Ergonominen kapeneva kädensija
- Mukana harjaspää: 1
- Easy-start-toiminto
- Muotoiltu harjaspää
- Quadpacer

Puhdistusteho

- Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa



Julkaisupäivä 2022-06-05

Versio: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com