

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Rechargeable
avec 3 canules

HX8115/03



Philips AirFloss : nettoyage facile des espaces interdentaires

Une bouche plus saine, tout en douceur

Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes quotidiennes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents. Avec l'appareil Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire efficace et simple.

Achieve a 30-second clean

- Utilisation simple, un seul bouton

Proven improvement of oral health

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

Simple : visez et appuyez

- Réservoir facile à remplir
- Pointe de guidage pour un bon positionnement
- Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton
- Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès
- Manche fin et ergonomique
- Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard
- Autonomie de deux semaines

PHILIPS
sonicare

Points forts

Réservoir facile à remplir



Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.

Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare



Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.

Pointe de guidage




Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.

Technologie Microburst



La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire



AirFloss utilise des microgouttelettes composées d'air et d'eau ou de bain de bouche pour éliminer jusqu'à 99 % de plaque en plus entre les dents.*

Utilisation simple, un seul bouton



Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.

Canule fine et inclinée



Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

Manche fin et ergonomique



Pour atteindre facilement les moindres recoins de votre bouche.

Autonomie de deux semaines



L'AirFloss a une autonomie de deux semaine entre deux charges.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

- Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 2 semaines ou 14 utilisations
- Durée de fonctionnement: Remplacez la canule tous les 6 mois
- Batterie: Rechargeable
- Temps de charge: 24 heure(s)

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Indicateur d'autonomie: Le témoin lumineux clignote lorsqu'il est temps de recharger
- Manche: Design ergonomique ultracompact

Accessoires inclus

- Housse de voyage: Étui de transport souple
- Manche AirFloss: 1
- Canule AirFloss: 3



Date de publication
2023-12-10

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 60703 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport à une brosse à dent manuelle utilisée seule