




Philips Sonicare AirFloss
Interdental - laetav

1 otsakuga



HX8221/02

Ei kasuta hambaniiti? Võtke appi AirFloss.

Eemaldab hambakatu sealt, kuhu harjased ei pääse

Nende jaoks, kes ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss hõlbus viis hakata oma hambavahesid puhastama. AirFlossi saab kasutada nii suuvee kui tavalise veega ning selle ainulaadne õhu ja veepiisakeste tehnoloogia aitab eemaldada hambakatu raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

Improves oral health

- Aitab parandada igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Aitab vältida hambauke hambavahedes
- Eemaldab hammaste vahelt kuni 5x rohkem kattu*

Hambavahed puhtaks vaid 30 sekundiga

- Puhastab kogu suu vaid 30 sekundiga
- Suuna. Vajuta. Puhasta!

Lihntne kasutada

- Tehnoloogia, mis puhastab ühe puudutusega
- Juhtots tagab õige paigutuse
- Mugav ergonomiline käepide


Aitab kujundada tervislikke harjumusi

- Hõlbus viis hambavahede puhastamise parandamiseks

PHILIPS
sonicare

Esiletõstetud tooted

Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia




AirFloss kasutab ainulaadset õhu ja veepiisakeste tehnoloogiat, pritsides hambavahedesse suruõhu ja vee või suuvee segu. Ühe vajutusega aktiveerimisnupp on sama lihtne nagu hiireklõpsatus.

30-sekundiline puhastus



Tänu AirFlossile kulub kogu suu puhastamiseks vaid 30 sekundit. Lihtsalt vajutage korra nuppu ühekordse voo tekitamiseks, seejärel liikuge edasi ja korrake tegevust. Uudse automaatvoo funktsiooni kasutamiseks hoidke nuppu all ja liigutage juhtotsa ühest hambavahest teise. See purskab vett automaatselt iga sekund.

Igemete parem tervis



Sonicare AirFlossi puhul on kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

Lihtsalt täidetav nõu



Täitke käepidemes olev nõu suuvee või veega värskendava puhtuse saavutamiseks, seejärel suunake ja pritsige. Nõu mahutab vedelikukoguse, millest piisab kuni kaheks kasutuskorrale.

Juhtots



Peenike, nurga all olev otsak ja juhtots lihtsustavad õige paigutuse leidmist. Lihtsalt libistage juhtotsa piki hambapinda igemeserva lähedal, kuni ots kinnitub hammaste vahele.

Ergonoomiline käepide



AirFlossil, mis on loodud kitsastes kohtades liikumise hõlbustamiseks, on mugav ergonoomiline ja mittelibiseva kattega käepide.

Aitab vältida hambauuke




Sonicare AirFloss aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoo abil katu, mis jäi harjamisel märkamata.

Eemaldab rohkem kattu



Hambavahede puhastamine on oluline suuhügieeni osa. Sonicare AirFloss eemaldab õhu ja veepiisakeste tehnoloogia abil hambavahedest kuni 5 korda rohkem kattu kui vaid käsihambaharja kasutades.

Hõlbus viis alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss on hõlbus viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust. Pärast kolmekuulist AirFlossi kasutamist jätkas 96% ebaregulaarsetest hambaniidikasutajatest AirFlossi kasutamist vähemalt neljal päeval nädalas.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värv: Roosa

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Kasutamisaeg: Vahetage otsakut iga kuue kuu järel
- Aku: Laetav
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Disain ja viimistlus

- Otsaku värv: Roosa, valge otsaga

Kergesti kasutatav

- Akunäidik: Viilkumine annab märku aku tühjenemisest

- Käepide: Peenike, ergonoomiline disain
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: Täislaetult kuni 3 nädalat

Kaasasolevad tarvikud

- Laadija: Üks mitmevoldiline laadija
- AirFloss Nozzle: 1
- Otsaku hoidik: 1

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Automaatvoo funktsioon: Puhastab kogu suu 30 sekundiga
- Talitlus: Eemaldab kuni viis korda rohkem kattu*
- Otsakud: Parimate tulemuste saamiseks vahetage iga 6 kuu tagant

