

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

FlexCare+

5 modes

2 têtes de brosse

Assainisseur UV pour tête de  
brosse

HX6972/10



## Soin complet des gencives

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Avec sa technologie sonore et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour une meilleure santé bucco-dentaire. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée
- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

### Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

### Assure un nettoyage optimal

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

### Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur
- Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal


# Points forts

## Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

## Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.

## SmartTimer



Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

## Des dents naturellement plus blanches



Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

## Cinq modes de brossage



Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.

## Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

## Améliore la santé des gencives



Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

## Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives



Brosse à dents Philips Sonicare avec mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives sensibles

## Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.



# Caractéristiques

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines\*\*

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Blanc et bleu ciel

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur d'autonomie:** Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

**Manche:** Design ergonomique ultracompact, Manche en caoutchouc pour une prise en main facile

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 3 semaines\*\*

## Accessoires inclus

**Têtes de brosse:** 1 ProResults standard, 1 ProResults compact

**Housse de voyage:** 1

**Manches:** 1 FlexCare+

**Chargeur:** 1

**Assainisseur UV**

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Performances:** Élimine jusqu'à 83 % de la

plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès

**Bénéfices santé:** Des gencives plus saines

**Minuteur:** Quadpacer et SmarTimer

**Efficacité blancheur:** Aide à éliminer naturellement les taches

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Gum Care:** Masse les gencives en douceur

**Massage:** Massage revigorant

**Refresh:** Mode 1 min pour un rafraîchissement rapide

**Sensitive:** Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

