

PHILIPS

sonicare

ソニックアー充電式電動歯ブラシ

HealthyWhite

2つのモード

1本のブラシヘッド

HX6721/43



ステインを最大90%除去し、自然な白い歯へ。

誰もが憧れるのは、白い歯が輝く笑顔。より自然な白い歯を目指し、とびきりの笑顔を輝かせましょう。

自然な白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。フィリップスソニックアーヘルシーホワイト電動歯ブラシは、クリーン＆ホワイトモードを定期的を使用することで、歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を約2週間で除去、自然な白さに近づけます。

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドペーサー機能搭載

優れた洗浄能力

- 音波水流
- 角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能
- クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- クリーンモード：2分間の通常モード

特長

音波水流




高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

イージースタート機能



電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

角度の付いたブラシヘッドネック




角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。*

自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

カドペーサー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。



仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ピンク

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間**

内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイート 1 本

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン (コンパクト) 1 本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

クリーン&ホワイート: クリーン (2 分間) + ホワイート (30 秒間)

**クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
* 手磨きよりも効果的

