

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

FlexCare

3 režimai

2 šepetėlių galvutės

2 rankenėlės

UV šepet. galvutės dezinf.
priemonė

HX6932/36



Pažangesnis valymas

Šepetėlis švelniam dantų ir dantenų valymui

Efektyvi nauja technologija. Dabar yra užtikrintas būdas išsaugoti gerą jūsų burnos būklę. Naujasis elektrinis dantų šepetėlis „Philips Sonicare FlexCare“ prisitaiko prie jūsų burnos priežiūros poreikių.

Proven to improve oral health

- Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites
- „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

Guides you to follow dental recommendations

- „Quadpacer“ laikmatis skatina kruopštų valymą
- Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

Suteikia ypatingos švaros pojūtį


- Specialiai sukurtas taip, kad pasiektų giliau
- Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų
- Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastinis šepetėlis

Offers a customized brushing experience

- Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare“ patirtį
- Trys skirtingi valymo režimai geresnei valymo patirčiai


Ypatybės

Trys skirtingi valymo režimai



Trys režimai apima kokybišką 2 min. „Clean“ režimą. „White“ režimas pašalina paviršines dėmes, o „Massage“ režimas stimuliuoja dantenas.

Gerina dantenų sveikatą



„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis optimaliai išvalo tarpdančius ir palei dantenas, todėl jūsų dantenas taps sveikesnes vos per dvi savaites.

Padeda balinti dantis



Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų




Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nuo sunkiai pasiekiamų vietų nei paprastas dantų šepetėlis.

Išiskverbia giliau



Šio „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio šereliai yra itin ilgi ir tankūs, todėl lengvai pašalinsite net ir giliai tarpdančiuose arba kitose sunkiai pasiekiamose vietose esančias apnašas.

Lengvos pradžios programa




Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14 naudojimų, kad palengvintų prisitaikymą prie „Philips Sonicare“

„Sonic“ technologija



Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.

„Quadpacer“



30 sek. laikmatis perspėja, kada baigiate valyti kiekvieną burnos vietą ir duoda signalą judėti pirmyn bei kruopščiau valyti visą burną

„SmarTimer“ laikmatis



„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio 2 minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų gydytojų rekomenduojamą valymo trukmę



Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta ir žalia

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlės: 2 „FlexCare“

Šepetėlių galvutės: 2 „InterCare“ standartinės

Kelioninis dėklas: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantų higieną

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų*

Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni dantys

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Pašalina paviršines dėmes

„Massage“: Dantenas stiprinantis masažas

2 programos: „Go Care“ ir „Max Care“

