

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische
tandenborstel

HealthyWhite

3 standen

1 opzetborstel

HX6721/35



Wittere en gezondere tanden

De ultieme tandenborstel voor wittere tanden

Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Sonicare HealthyWhite elektrische tandenborstel bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen
- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen
- Clean-poetsstand: standaard poetsstand van 2 minuten
- Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees

Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden



Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Clean-poetsstand

Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.

Zachte reiniging van tanden en tandvlees



Philips Sonicare-tandenborstel met Sensitive-poetsstand: poetsstand voor zachte, maar grondige reiniging van gevoelig tandvlees

met Clean en White-poetsstand



Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert

verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*

Quadpacer



De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

SmarTimer




De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Easy-start-programma



Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel



Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Lavendel

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 DiamondClean-standaardborstel

Handvatten: 1 HealthyWhite

Docking station: 1

Reisetui: 1

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot wel 90% van de vlekken*

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Maakt uw tanden tot 2 tinten witter

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

Clean & White: 2 minuten Clean + 30 seconden White

