

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis dantų
šepetėlis – bandomasis

FlexCare Platinum

3 režimų, 3 intensyvumų

2 šepetėlių galvutės

Su spaudimo jutikliu

UV šepet. galvutės dezinf.
priemonė



HX9142/32



Technikos skiriasi, o jų rezultatai nesiskirs

Mūsų pirmasis šepetėlis su technologija „Adaptive Cleaning“

Mūsų technologija „Adaptive Cleaning“ išsiskiria dviem pagrindiniais elementais – pažangia šepetėlio galvute „AdaptiveClean“ ir intuityviu spaudimo jutikliu. Abi funkcijos padės jūsų pacientams valyti dantis išmaniau, o ne stipriau.

Proven to improve oral health

- „Quadpacer“
- „Smarttimer“
- UV dezinfekavimo priemonė

Designed around you

- Šepetėlio galvutė „InterCare“

Guides you to follow dental recommendations

- Intuityvus spaudimo jutiklis

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

- „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė
- Individualiai pritaikomas valymasis šepetėliu
- Patentuota „Sonicare“ dantų šepetėlio technologija

Offers a customized brushing experience

- Naujas gilaus valymo režimas – lengvai pasiekite sunkiai pasiekiamas vietas

Ypatybės

„AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė




Minkšti, lankstūs kraštai pagaminti iš gumos, todėl šereliai prisitaiko prie unikalų pacientų dantų ir dantenų formų ir liečiasi 4 kartus didesniu paviršiumi*. Dėl šepetėlio galvutės lankstumo šereliai švelniai juda palei dantenų liniją ir absorbuoja per stiprų valymą. Stipresnis šlavimo judesys sukuria unikalų pojūtį burnoje ir puikiai išvalo palei dantenų liniją bei sunkiai pasiekiamose vietose*. Įrodyta, kad pašalina 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose nei įprastas dantų šepetėlis*.

Šepetėlio galvutė „InterCare“



Itin ilgi, tankūs šereliai pasiekia giliau tarp dantų ir pašalina gerokai daugiau apnašų* tarpdančiuose. Puikiai tinka pacientams, kurių dantenos kraujuoja arba kuriems kyla didesnė dantenų uždegimo rizika.

Intuityvus spaudimo jutiklis



Jei per daug spaudžiama, rankena švelniai pulsuoja. Taip pacientai perspėjami, kad valosi per stipriai, ir mokomi tinkamos valymosi technikos. Atlikus tyrimą su pacientais JAV buvo nustatyta, kad 7 iš 10


stipriai dantis besivalančių žmonių naudodami spaudimo jutiklį pradėjo valytis nebe taip stipriai.

Gilaus valymo režimas



Naudojant naująjį gilaus valymo režimą galėsite mėgautis švara net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Naudojant šį režimą šepetėlio galvutė juda kitaip ir valymas trunka tris minutes, todėl tai puikus pasirinkimas, jei norite daugiau dėmesio skirti probleminėms vietoms.

Individualus valymasis šepetėliu



Optimaliam komfortui skirti trys intensyvumo nustatymai ir trys valymo režimai, kad valymasis būtų individualesnis ir labiau priderinamas. Naudodami trijų minučių gilaus valymo režimą išskirtinai švariai išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas. Tai puikus režimas pacientams, kuriems reikia atkreipti papildomą dėmesį į rūpesčių keliančias vietas.

UV dezinfekavimo priemonė




Sunaikina iki 99 % bakterijų ir virusų*. Gali būti teikiama kaip priedas viename iš skirstomųjų sandėlių.

„Smarttimer“



Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų gydytojų rekomenduojamą valymo laiką.

„Quadpacer“



Trisdešimties sekundžių intervalų laikmatis skatina kruopščiai išvalyti kiekvieną burnos kvadrantą.

Technologija „Sonic“



Nukreipia skystį tarp dantų ir palei dantenų liniją, kad valymas būtų galingas, tačiau švelnus.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Pilka „Platinum gray“

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo

baterijos įkrovą

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių***

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Šepetėlių galvutės: 1 „AdaptiveClean“, 1

„InterCare“ standartinė

Rankenėlės: 1 „FlexCare Platinum“

Kelioninis dėklas: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

Spaudimo jutiklis: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

Balinamoji nauda: Natūraliai pašalina apnašas

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Žemas, Vidutinis

„Deep Clean“: Stiprinantis gilus valymas

Balta: Pašalina paviršines dėmes



* Nei „DiamondClean“ šepetėlio galvutė

* Nei paprastas dantų šepetėlis

* Duomenys faile

* Lyginamas kiekvieno šepetėlio panaudojimas viena kartą ir „Oral-B 3000/6000 CrossAction“

* ** dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną