

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos fogkefe alkalmazással

FlexCare Platinum Connected

Személyre szabott tanácsok

Intelligens fogmosás érzékelők

3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 kefefej és UV-fertőtlenítő



HX9192/02

Intelligens fogmosás. Kimagasló eredmény.

Akár 10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb fogíny*

A FlexCare Platinum Connected nem bízta a véletlenre a szájápolást. Az érzékelők a fogmosási szokásairól eltárolt adatokat Bluetooth® vezeték nélküli technológián keresztül a Sonicare alkalmazásnak továbbítják, amely személyre szabott tanácsokat és visszajelzést nyújt az Ön számára a lehető legalaposabb tisztításért.

Kövesse nyomon fogmosási szokásait valós idejű útmutatással

- Túl erős fogmosás esetén figyelmeztető jelzés
- Megtanítja, hogyan csökkentse a dörzsölést
- Nyomon követheti és javíthatja a lefedettséget

A Sonicare alkalmazás személyre szabott visszajelzést nyújt


- Második esély, hogy a TouchUp segítségével megtisztítsa a kihagyott területeket
- Mindig legyen tisztában a kefefej hatékonyságával
- Viselje jobban gondját a problémás területeknek
- Személyre szabott tanácsok, amelyekkel javíthatja a technikáját

A Philips Sonicare nyújtotta legmélyebb, legalaposabb tisztítás

- Személyre szabott fogmosási élmény
- Pontosan követi a fogak és a fogíny vonalát az alapos tisztítás érdekében
- Életstílusához tervezve
- Dinamikus tisztítóeljárás a jobb szájhygiénia érdekében
- Az időzítő segíti az alapos fogmosást

Fénypontok

Helyérzékelő




A FlexCare Platinum Connected helyérzékelője a jobb lefedettség érdekében mutatja, hogy hol nem mosta meg elégé a fogát. Ha vannak olyan helyek, amelyeket következetesen kihagy a fogmosáskor, a helyérzékelő rájuk irányítja a figyelmet.

Nyomásérzékelő




Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de a FlexCare Platinum Connected figyelmeztetni fogja erre. Ha túl nagy nyomást alkalmaz, az intuitív nyomásérzékelő gyengéden megrezegteti a fogkefeyeleket, így pontosan tudni fogja, mikor kell kíméletesebbnek lennie. A tanulmányok szerint a fogmosást túl erősen végző 10 ember közül 7 sikeresen csökkentette a fogmosáskor kifejtett nyomást a nyomásérzékelő használatakor.

Dörzsölés-érzékelő




Az elektromos fogkefe használatakor a dörzsölő mozdulatok helyett a fogkefe végzi a munkát. A FlexCare Platinum Connected rendelkezik egy dörzsölés-érzékelővel, amely segít abban, hogy csökkentse a dörzsölést az optimalizált technika és a gyengédebb tisztítás érdekében.

TouchUp




Ha kihagyna egy területet a fogmosás során, a Philips Sonicare alkalmazás nyomon követi a lefedettséget, és lehetőséget ad arra, hogy még egyszer végigmenjen a területen. A TouchUp személyre szabott útmutatást nyújt a személyes fogmosási adatok alapján, így azonnal kezelheti a kihagyott területeket, és teljesebb tisztaságot érhet el.

Személyre szabott tanácsok



A FlexCare Platinum Connected lehetővé teszi napi célok beállítását és nyomon követését. A Sonicare alkalmazás tárolja a fogmosási adatokat és előzményeket, így könnyedén áttekintheti teljesítményét. Az alkalmazás személyre szabott tanácsaival, tippjeivel és figyelmeztetéseivel a fogmosási technikája javulni fog az idő múlásával. És akár meg is oszthatja a fogorvosával az eddigi előrehaladásának jelentéseit.


Fókuszterületek



Ha a fogorvosa megjelöl bizonyos helyeket a szájban, amelyek nagyobb figyelmet igényelnek a fogkőképződés, az íny visszahúzódása vagy egyéb okok miatt, a FlexCare Platinum Connected segítségével kezelheti ezeket a problémás területeket. A

Sonicare alkalmazásban kiemelheti ezeket a területeket a személyre szabott szájtérképen, emlékeztetőként arra, hogy ezekre a területekre különös gondot fordítson az egyes fogmosások alkalmával.

Kefefej-teljesítmény figyelő



A normál használat több hónapja alatt a kefefejek fokozatosan elhasználódnak és elveszítik a keménységüket. A Sonicare alkalmazás egy intelligens kefefej-teljesítmény figyelővel rendelkezik, amely nyomon követi a kefefej hatékonyságát a tényleges fogmosási idő és nyomás alapján. Megmondja, mikor kell cserélni a kefefejet, hogy továbbra is a legjobb eredményeket kapja. Még arra is lehetősége van, hogy a cserefejeket közvetlenül az alkalmazáson belül megrendelje.

Három mód, három intenzitás



A három intenzitási beállítással és három tisztítási móddal rendelkező FlexCare Platinum Connected optimális kényelmet és igazán alapos tisztítást eredményez. Használja a Tisztítás módot a remek, mindennapos tisztításhoz, vagy a Fehér módot a lerakódások eltávolításához. Ha különösen oda kell figyelnie a problémás területekre, az Alapos tisztítás mód kivételes eredményt nyújt. Állítsa be a intenzitást alacsonyra, közepesre vagy magasra a személyes igényeinek megfelelően. Állítsa az intenzitási szintet magasra a legjobb eredmény érdekében.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:
Fogmosási alkalmazás

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét
Akkumulátor: Újratölthető
Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,
Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek
iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy
újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 operációs
rendszerrel

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható
kefefejek
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
Kijelző: Világító kijelző
Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az
akkumulátor töltöttségi állapotát
Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Utazótok: 1
Markolatok: 1 FlexCarePlatinum Connected
Töltő: 1

Kefe-fejek: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare
standard

UV-fertőtlenítő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket
távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny
mindössze 2 hét alatt

Nyomásérzékelő: A markolat rezgésével
figyelmezteti a használót

Időzítő: BrushPacer és SmartTimer

Fehérítő hatás: Természetes módon távolítja el
a szennyeződések

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas

White: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Deep Clean: Az élenkítő mélytisztításért

