

PHILIPS

sonicare

Kaks elektrilist
Sonic-hambaharja

HealthyWhite

Kolm režiimi

Kaks harjapead

HX6732/33



Valgemad, tervemad hambad

Parim hambahari valgemate hammaste saavutamiseks

Kõigile meeldib säravvalge naeratus. Laske oma hammastel loomulikult valgena särada. Sonicare HealthyWhite elektrilise hambaharja võime eemaldada plekke vaid kahe nädalaga on tõestatud, kui kasutate regulaarselt režiimi Clean & White.

Proven to improve oral health

- Kliiniliselt tõestatud ohutu ja õrn
- Loomulikult valgemad hambad patentitud ultrahelitehnoloogia abil

Aitab järgida hambaarstide soovitusi

- Quadpaceri intervallitaimer ergutab põhjalikult harjama
- Kahe minuti taimer aitab kinni pidada soovituslikust harjamisajast.

Provides a superior clean

- Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele
- Nurga all oleva kaelaga harjapea ulatub paremini tagumiste hammasteni

Hammastepesu vastavalt teie vajadustele

- Easy-start-programm Sonicare'i kogemusega kohanemiseks
- Režiim Clean & White: eemaldab tõestatud plekid
- Puhastusrežiim: kaheminutilise standardrežiim
- Õrn režiim: hammaste ja igemete õrn puhastus

Esiletõstetud tooted

Sonic tehnoloogia




Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.

Ohutu ja õrn



Philips Sonicare on õrn elektriline hambahari breketite jaoks (harjapead kuluvad hambaklambrite kasutamisel kiiremini) ning on ohutu hambaparandustele (plommid, kroonid, kroonid) ja igemetaskutele.

Easy-start-programm



Võimsus kasvab vähehaaval esimese 14 kasutuskorra ajal, et kohaneda lihtsamini Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja kogemusega.

Nurga all oleva kaelaga harjapea




Selle hambaharja unikaalne nurga all olev kael lihtsustab hammaste puhastamist ja katu eemaldamist raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

SmarterTimer




Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja kahe minuti taimer aitab kinni pidada hambaarsti soovitatud harjamisajast.

Režiim Clean & White




Kaheminutiline puhastus- ja 30-sekundiline valgendusrežiim, mis keskendub esihammastele. Eemaldab igapäevased plekid, nt kohvi-, tee-, tubaka- ja punase veini plekid. Muudab hambad kuni kahe tooni võrra valgemaks vaid kahe nädalaga.*

Loomulikult valgemad hambad



Selle hambaharja dünaamiline puhastustehnika ja otsene laiem kokkupuude iga hambaga eemaldab tõestatud igapäevased plekid ja aitab hoida hambad loomulikult valgemad.

Quadpacer




Intervallitaimer annab iga 30 sekundi tagant teile signaaliga märku, millal olete lõpetanud ühe suuveerandi puhastamise ja võite edasi liikuda, ning selle tulemuseks on kogu suu ühtlasem puhastamine

Puhastusrežiim

Igapäevaseks tiiptasemel puhastamiseks. Aitab säilitada valgemaid hambaid.

Hammaste ja igemete õrn puhastus



Philips Sonicare'i õrna režiimiga hambahari: tundlike igemete õrnaks ja põhjalikuks puhastamiseks



Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni 3 nädalat**

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Märkutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain,

Kummist käepide hõlbustab käsitlemist

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Harjapead: 1 ProResultsi tavaline, 1

DiamondCleani tavaline

Käepidemed: 1 HealthyWhite

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab parandada igemete tervist

Talitus: Eemaldab kuni 90% plekkidest*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Muudab hambad valgemaks kuni kahe tooni võrra

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus

Clean & White: 2 min Clean + 30 s White

