




Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra –  
hambavahepuhastaja

1 otsakuga



HX8331/02

## Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga\*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Pro/Ultrat saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.\*\*

### Improves oral health

- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne\*\*
- Kuni 99,9% katueemaldus\*\*\*
- Aitab vältida hambauuke hambavahedes

### Superior technology

- Öhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Suure jõudlusega otsak
- Kolmekordse purske kohandatavad sätted

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!
- Täielik igapäevane kindlus tänu värsketele ja puhtale suule
- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Esiletõstetud tooted

### Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.\*\*

### Veepiisakeste tehnoloogia



Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

### Lihne viis tervisliku harjumuse alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss Pro/Ultra on lihtne viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust.

### Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne.\*\* Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

### Puhastab vaid 60 sekundiga



AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

### Aitab vältida hambauke



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes,


eemaldades õrna veejoa abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

### Suure jõudlusega otsak



Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

### Kolmekordse purske kohandamine



AirFloss Pro/Ultra võimsat pihustit saab kohandada teie soovide järgi kas ühe-, kahe- või kolmekordsele impulsile igal aktiveerimisnupu vajutamisel.

### Värske ja puhas tänu suuveele



Täitke käepidemes olev mahuti suuvee või veega, seejärel suunake ja vajutage. Kasutage suuvett, et saavutada ülivärske elamus ja mikroobidevastane toime.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värv: Valge roosade detailidega

## Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

## Tehnilised andmed

- Aku: Laetav
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

## Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset
- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: 1-3 nädalat\*\*\*\*

## Kaasasolevad tarvikud

- Laadija: 1
- AirFloss Pro/Ultra käepide: 1
- AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

## Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist kahe nädalaga\*
- Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust\*\*
- Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks, katu vähendamiseks
- Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse impulss\*\*\*
- Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel



Väljalaske kuupäev  
2023-01-14

Versioon: 1.0.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* või saate raha tagasi.

\*\* Kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega; AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiate vahekaardi Tugi jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

\*\*\* Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda

\*\*\*\* AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib riigist ja kanalist olenevalt kanda erinevat nime.

\*\*\*\*\* Valitud tuboseadistusest lähtuvalt