

PHILIPS

sonicare

Spazzolino
ricaricabile

1600-Series

1 modalità

HX1630/02



Delicato sulle gengive, spietato contro la placca

Eccezionale spazzolino elettrico

Le gengive sono una parte importante della nostra igiene orale. Per questo il nuovo spazzolino elettrico ricaricabile Philips HX1630 integra un sistema di protezione brevettato e regolabile per ottenere una pressione ideale.

Doppia azione pulente

- Denti naturalmente più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale
- Elimina la placca negli spazi interdentali
- Pulisce le superfici esterne dei denti

Delicato sulle gengive, spietato contro la placca

- Sistema di protezione gengive
- Si regola in modo da assicurare una pressione ottimale

Altre caratteristiche del modello

- Timer di 2 minuti
- 1 testina supplementare gratis! 2 in totale
- Indicatore di ricarica

In evidenza

Sistema di protezione gengive



Il sistema brevettato di protezione delle gengive Philips Sonicare si adatta in modo da assicurare una pressione ottimale

Sistema brevettato di protezione delle gengive



Si regola in modo da assicurare una pressione ottimale

Doppia azione pulente



Pulisce le superfici esterne dei denti mentre la punta attiva raggiunge anche la placca più nascosta.

Azioni

Elimina la placca negli spazi interdentali

Denti naturalmente più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale



Denti naturalmente più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

1 testina supplementare gratis!


1 testina supplementare gratis! 2 in totale

Timer di 2 minuti



I dentisti consigliano di spazzolare i denti per 2 minuti.

Indicatore di ricarica



Si illumina durante la ricarica.

Specifiche

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240 V

Consumo energetico: 2,9 W

Lunghezza cavo: 1,16 m

Frequenza: 50/60 Hz

Tempo di carica: 16 ore

Autonomia (da completamente carica a scarica): 25 minute(s)

Testina spazzolino doppio: Testina di ricambio che esegue fino a 15.000 rotazioni/min.

Batteria ricaricabile: NiCd

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola A: 261x247x247 mm

Peso scatola F: 339

Dimensioni scatola F (Lung. x Larg. x Alt.): 117x82x225 mm

N. di pezzi per imballo minimo: 6

Peso scatola A: 2354 g

Accessori inclusi

Base di ricarica con manico portatestina

Testina per spazzolino: 1

Altre caratteristiche

1 testina supplementare gratis

Timer da 2 minuti

Indicatore di ricarica

