

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

FlexCare Platinum

3 režimai, 3 intensyvumo
nustatymai

2 šepetėlių galvutės

Su spaudimo jutikliu



HX9112/12



Gilus, švelnus valymas

Sveikesnės dantenos ir iki 10 k. daugiau pašalintų apnašų*

Naudojant „FlexCare Platinum“ valymas bus gilus ir švelnus, kad būtų apsaugoti dantys ir dantenos. „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė ir intuityvus spaudimo jutiklis padės švelniai pašalinti visas apnašas.

Proven to improve oral health

- Pagerina dantenų sveikatą vos per 2 savaites
- Pašalinkite iki 10 kartų daugiau apnašų su „AdaptiveClean“*
- Saugiai ir švelniai tenkina burnos sveikatos poreikius

Designed around you

- Laikmačiai skatina valytis dantis šepetėliu 2 minutes
- Ilgai neišsikraunanti baterija ir kelioninis dėklas
- Praneša, jei per daug spaudžiate

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

- „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė prisitaiko prie dantenų linijos
- Režimas „Deep Clean“ skirtas išsirtinio dėmesio reikalaujančioms vietoms

Optimize your brushing

- Mūsų unikali technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai
- Rinkitės iš 3 režimų ir 3 intensyvumo nustatymų

Ypatybės

Pašalinkite iki 10 kartų daugiau apnašų




Uždėkite „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutę ir išsivalykite dantis giliai kaip niekada anksčiau. 4 kartus didesnis kontaktas su paviršiumi**, iki 10 kartų daugiau pašalintų apnašų sunkiai pasiekiamose vietose* ir iš tikrųjų gilus valymas palei dantenų liniją ir tarpdančiuose.

Rūpinkitės tomis dantenomis



Optimaliai valant su „FlexCare“, dantenos taps sveikesnės per 2 savaites. Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei dantenų liniją nei paprastas dantų šepetėlis, tad puikuositės sveikiausia šypsena.

3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai



Su „FlexCare Platinum Connected“ išsivalysite tikrai giliai. Naudodami 3 intensyvumo nustatymus išsivalysite geriau, o naudodami 3 režimus patenkinsite ypatingus poreikius: valymo režimas – geriausiam kasdieniam valymui, balinamasis – paviršinėms dėmėms šalinti, giluminio valymo – stiprinančiam gaivumui.

Itin gilus valymas



Su mūsų giluminio valymo režimu iš tikrųjų galite akcentuoti tam tikras vietas ir skirti joms papildomo dėmesio. Suderinome mūsų unikalo šepetėlio galvutės judesį su pailgintu, 3 min., valymo laiku, kad dantis išsivalytumėte iš tikrųjų giliai.

Per daug spaudžiate?




Galite nepastebėti, kad valotės per stipriai, tačiau „FlexCare Platinum“ tai pastebės. Jei per daug spausite, rankena pradės švelniai virpėti. Tai priminimas mažiau spausti ir leisti šepetėlio galvutei atlikti darbą. 7 iš 10 žmonių ši funkcija padėjo geriau valyti dantis.

„Philips Sonicare“ technologija




Veiksmingos garso vibracijos suplaka dantų pastą į su apnašomis kovojančius burbuliukus ir nukreipia juos giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją. Tuo pačiu metu dantis valys 62 000 švelnių, bet veiksmingų šepetėlio judesių. Vos per 2 minutes išsivalysite tiek, kiek išvalote per mėnesį su paprastu dantų šepetėliu.

Iki 2 kartų sveikesni dantys



Uždėkite mūsų „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutę, kad išsivaytumėte giliai ir švelniai, o dantenos taptų 2 kartus sveikesnės nei valant įprastu dantų šepetėliu. Minkšti, guminiai šonai prisitaiko prie kiekvieno dantų ir dantenų kontūro ir absorbuoja per didelį spaudimą. Šereliai įlenda giliai į tarpdančius ir dantus valotės patogiai bei veiksmingai.

„QuadPacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai



Kruopštus dantų valymas šepetėliu trunka vos 2 minutes. Mūsų „QuadPacer“ praneša, kai praeina optimalus kiekvienos burnos dalies valymo laikas, o „Smartimer“ signalai praneša, kai baigiasi visas laikas. Kartu jie jums padeda kaskart valyti dantis tiek, kiek rekomenduojama.

Valykite šepetėliu pasitikėdami



Kad ir kokių ypatingų poreikių turėtumėte, galite būti tikri, kad valymas šepetėliu su „FlexCare Platinum“ bus saugus. Mūsų „sonic“ technologija tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir apmautų dantų, ją galima naudoti kasdieniam dantenų ligų gydymui.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Pilkai melsva

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo

baterijos įkrovą

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių***

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „FlexCare Platinum“

Įkroviklis: 1

Šepetėlių galvutės: 1 „AdaptiveClean“, 1

„InterCare“ standartinė

Kelioninis dėklas: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

Spaudimo jutiklis: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmartTimer“ laikmačiai

Balinamoji nauda: Natūraliai pašalina apnašas

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas

„Deep Clean“: Stiprinantis gilus valymas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

