

PHILIPS

sonicare

ブラシヘッドレギュラ

ー

Sensitive

2本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

敏感な歯と歯ぐき用



HX6052/05



ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

敏感な歯と歯ぐきのための優れた洗浄

フィリップスソニックケアセンシティブブラシヘッドは、敏感な歯と歯ぐきに悩む方に最適です。

A brush head that fits multiple handles

- すべてのフィリップスソニックケア電動歯ブラシに対応

お口の健康を推進

- 毎日のお口のケアをより確かに

Designed to optimize performance

- 革新的な毛先設計が歯垢をやさしく取り除く
- 最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
- フィリップスソニックケアの最先端の音波水流

Gentle yet effective cleaning

- 手磨きだけの場合よりも多くの歯垢を除去。

特長

歯垢をやさしく取り除く



毛先がさわめてソフトなため、やさしく効果的に洗浄できます。また、特殊カットのブラシにより、柔らかく、やさしく磨くことができます。より細かな洗浄に適したコンパクトサイズもあります。

より多くの歯垢を除去



フィリップスセンシティブブラシヘッドは、手磨きよりも優れた歯垢除去を実現します。

効果的な音波水流



フィリップスソニックエアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド




ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニックエアーキッズブラシ、eシリーズ以外のすべてのフィリップスソニックエアーハンドルに対応します。

より良いお口の健康のために



すべてのフィリップスソニックエアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

交換時期をお知らせ



通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んでいきます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは3ヶ月ごとに交換してください。

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: やわらかめ

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: ヘルシーホワイトプラス, 2シリーズ プラーク ディフェンス, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, イージークリーン, フレックスケア, フレックスケア プラチナ, フレックスケアプラス, キッズ, ヘルシーホワイト

内容・付属品

ブラシヘッド: センシティブスタンダード 2本

品質と性能

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

健康上の利点

歯垢の除去: ○

