

PHILIPS

sonicare

Sikat gigi listrik
sonik

FlexCare Platinum

3 mode, 3 intensitas

2 kepala sikat

Dengan sensor tekanan



HX9112/13



Pembersihan mendalam yang lembut

10x lebih banyak menghilangkan plak dan gusi lebih sehat*

Dengan FlexCare Platinum, pembersihan menyeluruh yang lembut akan tetap melindungi gigi dan gusi Anda. Berkat kepala sikat AdaptiveClean dan sensor tekanan intuitif, Anda mendapatkan pembersihan plak maksimal dan pengalaman menyikat yang lembut.

Terbukti meningkatkan kesehatan mulut

- Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu
- Membersihkan plak hingga 10x lebih banyak dengan AdaptiveClean*
- Aman dan lembut untuk menjaga kesehatan mulut Anda

Dirancang untuk kemudahan Anda

- Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit
- Baterai tahan lama dan kotak pembawa
- Anda akan diberi tahu jika menekan terlalu keras

Menghadirkan kebersihan terbaik

- Kelapa sikat AdaptiveClean yang lentur mengikuti kontur gusi Anda
- Mode Deep Clean menjangkau celah yang sulit dijangkau

Optimalkan waktu sikat gigi Anda

- Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut
- Pilih dari 3 mode dan 3 setelan intensitas


Kelebihan Utama

Membersihkan plak hingga 10x lebih banyak



Klik kepala sikat AdaptiveClean untuk merasakan pembersihan menyeluruh. Anda mendapatkan kontak permukaan 4x lebih banyak** untuk membersihkan plak hingga 10x lebih banyak di area yang sulit dijangkau*, dan pembersihan menyeluruh di sepanjang gusi dan di sela gigi.

Merawat gusi



Berkat pembersihan optimal dari FlexCare, gusi akan menjadi lebih sehat dalam 2 minggu. Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak di sepanjang gusi dibandingkan sikat gigi manual untuk mendapatkan senyum paling sehat.

3 mode, 3 setelan intensitas



Dengan FlexCare Platinum Terhubung, rasakanlah pembersihan yang menyeluruh. Ketiga setelan intensitas kami memungkinkan Anda meningkatkan pembersihan, sementara 3 mode memenuhi kebutuhan khusus Anda: mode Clean – untuk pembersihan harian

terbaik, White – untuk membersihkan noda di permukaan gigi, dan Deep Clean untuk kesegaran.

Membersihkan ekstra menyeluruh



Mode Deep Clean berarti Anda dapat fokus pada area tertentu, memberinya perawatan ekstra. Kami menggabungkan gerakan kepala sikat unik dengan tambahan waktu sikat gigi selama 3 menit sehingga gigi Anda bersih menyeluruh.

Menekan terlalu keras?



Anda mungkin tidak sadar telah menyikat gigi terlalu keras, tetapi FlexCare Platinum menyadarinya. Jika Anda menekan terlalu keras, gagang akan bergetar pelan. Ini adalah pengingat untuk mengurangi tekanan, dan biarkan kepala sikat yang bekerja. 7 dari 10 orang merasa fitur ini membantu mereka menyikat gigi dengan lebih baik.


Teknologi Philips Sonicare



Getaran sonic yang kuat mengocok pasta gigi Anda menjadi busa pembasmi plak, dan mendorongnya ke dalam sela gigi dan


sepanjang gusi Anda. Pada saat yang sama gigi Anda akan merasakan 62.000 sikatan yang lembut namun efektif. Anda akan mendapatkan penyikatan gigi manual untuk sebulan hanya dalam 2 menit.

Gigi 2x lebih sehat



Klik kepala sikat AdaptiveClean untuk pembersihan menyeluruh yang lembut, menjadikan gusi hingga 2x lebih sehat dibandingkan sikat gigi manual. Sisi karet yang lembut melengkung mengikuti kontur gigi dan gusi untuk menyerap kelebihan tekanan. Bulu sikat kemudian dapat mencapai sela gigi, memberikan pembersihan menyeluruh yang nyaman dan efektif.

QuadPacer dan Smartimer



Hanya membutuhkan 2 menit untuk menyikat gigi Anda secara menyeluruh. QuadPacer kami memberitahu Anda jika Anda telah menghabiskan waktu optimal pada setiap bagian mulut, sedangkan Smartimer akan memberi tanda jika waktu total habis. Keduanya membantu Anda mencapai waktu menyikat gigi yang disarankan, setiap saat.

Spesifikasi

Daya

Voltase: 110-220 V

Spesifikasi teknis

Waktu operasi (daya penuh hingga kosong):

Sampai 3 minggu**

Baterai: Dapat diisi ulang

Jenis baterai: Lithium ION

Desain dan lapisan

Warna: Abu-abu platinum

Layanan

Jaminan: Garansi terbatas 2 tahun

Mudah digunakan

Gagang: Desain ergonomis yang ramping

Indikator baterai: Lampu yang menunjukkan status baterai

Layar: Layar yang menyala

Sistem kepala sikat: Kepala sikat click-on yang mudah

Waktu penyikatan: Sampai 3 minggu***

Item yang disertakan

Gagang: 1 FlexCare Platinum

Pengisi daya: 1

Travel case: 1

Kepala sikat: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standar

Performa pembersihan

Manfaat kesehatan: Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam dua minggu

Kinerja: Membersihkan plak hingga 10x lebih banyak*

Kecepatan: Hingga 62.000 gerakan sikat/menit

Sensor tekanan: Menggetarkan gagang untuk memberi tahu pengguna

Timer: Quadpacer dan SmarTimer

Manfaat memutihkan: Membantu menghilangkan noda secara alami

Mode

3 intensitas: Tinggi, Rendah, Sedang

Bersih: Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari

Putih: Menghilangkan noda di permukaan gigi

Deep Clean: Untuk pembersihan menyeluruh yang menyegarkan

