

Philips Sonicare AirFloss
„Sonicare AirFloss“

Pakartotinai įkraunama
su 1 antgaliu



HX8111/12

Lengvesnis būdas nei valytis siūlu

Švelniai ir veiksmingai gerina burnos sveikatos būklę

Jeigu reguliariai nevalote dantų siūlu, jūs nepasiekiate bakterijų, kurios gali kauptis tarp dantų ir sukelti infekciją. „Sonicare AirFloss“ padeda kasdien kruopščiai išsivalyti dantis nesivarginant su siūlu.

Achieve a 30-second clean

- Paprastas naudojimas vienu mygtuku; lengva, lyg spustelėti pele

Proven improvement of oral health

- Pašalina iki 99,9 % apnašų

Simple: point & press

- Lengvai pripildomas rezervuaras
- Kreipiamuoju galiuku paprasčiau nustatyti
- Mikroplūpsnio technologija valo vienu mygtuko paspaudimu
- Plonas, kampu pakreiptas antgalis padės pasiekti sunkiai prieinamas vietas
- Plona, patogiai laikyti rankenėlė
- Tinka standartiniai „Sonicare“ įkrovikliai
- Įkrovimas po dviejų savaitių

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Mikropliūpsnio technologija



Mikropliūpsnio technologija išpurškia staigų pliūpsnį suspausto oro ir mikroninių vandens lašelių ir išvalo giliai tarp dantų, kur įprastas šepetėlis negali pasiekti

Įkrovimas po dviejų savaitių




„AirFloss“ tarp įkrovimų gali veikti dvi savaites.

Paprastas naudojimas vienu mygtuku



Paprastas naudojimas vienu mygtuku – lengvai valysite 60 sekundžių.

Plonas, kampu pakreiptas antgalis



Plonas, kampu pakreiptas antgalis padės pasiekti sunkiai prieinamas vietas

Kreipiamasis galiukas



Paprasčiausiai braukite kreipiamuoju galiuku palei dantenu liniją, kol pajusite, kad jis įsistatė tarp dantų. Padeda lengviau nukreipti antgalį net į sunkiai pasiekiamus krūminius dantis.

Lengvai pripildomas rezervuaras



Lengvai pripildomas rezervuaras naudoja labai nedidelį kiekį vandens, todėl mažiau vargo. Pripildykite burnos skalavimo skysčio, kad pagerintumėte burnos higieną.

Plona, patogi laikyti rankenėlė




Lengva manevruoti burnoje.

Tinka „Sonicare“ įkrovikliai



Jums tereikia vieno įkroviklio visiems „Sonicare“ gaminiams.

Pašalina iki 99,9 % apnašų



„AirFloss“ naudoja oro ir vandens lašelius arba burnos skalavimo priemones, kad pašalintų iki 99 % daugiau dantų apnašų*

Specifikacijos

Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6 mėnesius
- Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 2 savaitės arba 14 panaudojimų visai burnai valyti
- Įkrovimo laikas: 24 hour(s)

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Baterijos indikatorius: Maitinimo mygtuko lemputė pradeda mirksėti, kai reikia įkrauti



Išleidimo data 2023-01-14

Versija: 2.1.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Palyginti su valymu vien įprastu šepetėliu rankiniu būdu