

PHILIPS

sonicare

ソニックケア イージ
ークリーン

EasyClean

1つのモード

1本のブラシヘッド

HX6520/50



電動歯ブラシ初心者の方に

シンプルに磨く1つのモード・クリーンモード搭載。

ソニックケア独自の音波水流で、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング

理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

優れた洗浄能力

- 音波水流
- 角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい
- 歯垢をしっかり除去

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能


特長

角度の付いたブラシヘッドネック



角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

イージースタート機能




電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目に掛けて徐々にパワーを上げていきます。

音波水流



高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

カドペーサー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

歯垢をしっかり除去



密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。



仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 2 週間

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 2 週間

内容・付属品

ハンドル: イージークリーン 1 本

ブラシヘッド: プロリザルツスタンダード 1 本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

