

PHILIPS

sonicare

Spazzolino Sonic
ricaricabile

DiamondClean

5 modalità

2 testine per spazzolino

Custodia di ricarica USB

HX9322



Pulizia senza pari per risultati splendenti.

Le migliori prestazioni di Sonicare racchiuse nel nostro spazzolino più elegante. Passa a Sonicare.

Proven to improve oral health

- Un sorriso più bianco in 1 settimana con la nostra testina DiamondClean*
- Per una migliore condizione delle gengive in sole 2 settimane*
- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
- Scegli tra 5 modalità tra cui Polish e Sensitive
- Sicuro e delicato per la tua salute orale

Progettato su misura per te

- Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare
- I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Provides a superior clean

- Collo angolato per favorire la pulizia nelle zone più difficili
- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Denti fino a 2 volte più bianchi



Scegli la nostra testina DiamondClean per rimuovere in modo delicato ma efficace le macchie superficiali. Le setole centrali, più fitte, sono pensate appositamente per rimuovere le macchie e rendere il tuo sorriso 2 volte più bianco in appena 7 giorni*.

Prenditi cura delle tue gengive



Grazie alla testina DiamondClean otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane*. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale*, per un sorriso più sano.

5 modalità di pulizia: scegli quella che preferisci



Con DiamondClean potrai ottenere pulizia e freschezza ogni giorno. Le nostre 5 modalità sono adatte a tutte le esigenze. La modalità Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana, Gum Care, per massaggiare delicatamente le gengive, Polish, per illuminare il tuo sorriso, Sensitive, per una pulizia delicata ma efficace delle gengive sensibili e White, la modalità ideale per rimuovere le macchie superficiali.

Tecnologia Philips Sonicare



Le potenti vibrazioni sonore trasformano il tuo dentifricio in bolle che combattono la placca e penetrano a fondo negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Contemporaneamente, i tuoi denti saranno sottoposti a 62.000 movimenti delicati ma efficaci. In pratica, il lavoro di un mese di spazzolamento manuale in appena due minuti.

QuadPacer e Smartimer



Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca,

mentre la funzione Smartimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

Raggiungi i punti più difficili



L'esclusiva forma del manico del tuo spazzolino DiamondClean, combinata con le nostre testine, consente di raggiungere anche i punti più difficili, come la zona posteriore, per pulirla in modo efficace.

Impara con facilità una nuova routine



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale ma delicato aumento della potenza, per i primi 14 usi del tuo nuovo lo spazzolino.

Spazzola con sicurezza



Qualunque siano le tue esigenze specifiche, ti offriamo un'esperienza di pulizia sicura con DiamondClean. La nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e può anche essere utilizzata per il trattamento giornaliero di malattie gengivali.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 3 settimane**

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco ceramica

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Accessori inclusi

Testine: 1 DiamondClean mini, 1 DiamondClean standard

Impugnatura: 1 DiamondClean

Custodia da viaggio: Caricatore da viaggio USB

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino al 100% di placca in più

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Effetto denti più bianchi: Denti 2 volte più bianchi*

Timer: Quadpacer e SmartTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive

Polacco: Per pulire i denti e renderli brillanti

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

