

# PHILIPS

## sonicare

Įkraunamas dantų  
šepetėlis

FlexCare Platinum

3 režimai, 3 intensyvumo  
nustatymai

2 šepetėlių galvutės

Su spaudimo jutikliu

UV šepet. galvutės dezinf.  
priedas

HX9142/10



## Išskirtinė tarpdančių švara

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių\*

„Philips“ šepetėlis „Sonicare FlexCare Platinum“ su devyniomis unikaliomis valymo parinktimis, intuityviu spaudimo jutikliu ir pažangia šepetėlio galvutės technologija valo geriau už rankinį šepetėlį, todėl efektyviau pašalinsite apnašas ir mėgausitės sveikesnėmis dantenomis.

### Helps you meet recommended brushing guidelines

- Būsitė įspėti, jei valysitė per intensyviai
- Laikmačiai valymo skatinimui

### Offers a customized brushing experience

- Pasirinkitė tinkamiausią režimą ir intensyvumą

### Provides an exceptional clean for teeth and gums

- Sveikesnė burna, naudojant „Sonic“ technologiją
- Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių
- Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites
- Su naująja „InterCare“ šepetėlio galvute tarpdančius išvalysitė ypač švariai

### Fits your lifestyle

- Ilgai neišsikraunanti baterija ir kelioninis dėklas
- Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis

## Ypatybės

### 9 puikaus valymosi patirtys



Norėdami pasirinkti sau tinkamiausią valymo režimą, galite rinktis tris valymosi su „FlexCare Platinum“ režimus: „Clean“, „White“ arba „Gum care“; taip pat galite rinktis iš trijų intensyvumo nustatymų: žemą, vidutinį arba aukštą.

### Sveikesnės dantenos vos per dvi savaites



Specialus dantenu priežiūros režimas skirtas mažinti dantenu kraujavimą ir uždegimą. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant „FlexCare Platinum“ dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites.

### „InterCare“ šepetėlio galvutės technologija




Naudodami mūsų naująją pažangios technologijos „InterCare“ šepetėlio galvutę su ypač ilgais šereliais pasieksite galias ertmes tarpdantėse ir išilgai dantenu linijos, pašalinsite apnašas ir nublizginsite dantis. Kai mėlyni primenamieji šereliai išblunka ir tampa balti, tuomet reikia keisti šepetėlio galvutę.

### Technologija „Sonic“



Kitaip nei įprastuose elektriniuose dantų šepetėliuose, „Philips Sonicare“ naudojama patentuota „Sonic“ technologija. „Sonicare“ sukuria unikalų dinaminį valomąjį poveikį, skystis nukreipiamas tarp dantų, iš tarpdančių ir palei dantenu liniją švelniai ir efektyviai šalinamos apnašos.

### Pasieksite galias ertmes, esančias tarp dantų



Su „FlexCare Platinum“ pasieksite galias ertmes tarp dantų ir veiksmingai pašalinsite apnašas. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad taip pašalinama iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių, nei naudojant įprastinį šepetėlį.

### Intuityvus spaudimo jutiklis




„FlexCare Platinum“ įdiegtas unikalus, intuityvus spaudimo jutiklis, todėl išvengsite per agresyvaus dantų valymo. Rankenėlė ima švelniai vibruoti, kai per stipriai spaudžiate.

### Sukurtas taip, kad tiktų jūsų gyvenimo būdui



Mūsų puikios kokybės kelioniniame dėkle dantų šepetėlis bus laikomas higieniškai, o kompaktišku kelioniniu įkrovikliu jį galėsite bet kada įkrauti. Pilnai įkrautą dantų šepetėlį galėsite reguliariai naudoti dvi savaites iš eilės, todėl ir keliaudami galėsite pasirūpinti burnos gaivumu.

### „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai



„FlexCare Platinum“ įdiegti du laikmačiai, skirti skatinti dantų valymąsi. „Quadpacer“ intervalų laikmatis signalizuoja, kai ateina laikas pereiti prie kitos burnos dalies, o „SmarTimer“ laikmatis signalizuoja, kai baigiasi stomatologų rekomenduotas dviejų minučių valymosi laikas.

### Kelioninis dėklas ir kroviklis



Su „FlexCare Platinum“ patogiu keliauti: jį ir kompaktišką kelioninį įkroviklį lengvai supakuosite į kelioninį dėklą.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

**Spalva:** Baltas su metaliniu priekiniu skydeliu

## Maitinimas

**Įtampa:** 110–220 V

## Techniniai duomenys

**Baterija:** Pakartotinai įkraunama

**Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio):** Iki 3 savaitių\*\*

**Baterijos tipas:** Ličio jonų

## Techninė priežiūra

**Garantija:** 2-jų metų ribota garantija

## Lengva naudoti

**Rankenėlė:** Plonas ir ergonomiškas dizainas

**Ekranas:** Apšviestas ekranas

**Baterijos indikatorius:** Indikatorius parodo

baterijos įkrovą

**Šepetėlio galvutės sistema:** Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

**Valymo laikas:** Iki 3 savaitių\*\*

## Pridėti priedai

**Įkroviklis:** 1

**Šepetėlių galvutės:** 1 „InterCare“ standartinė, 1 „InterCare“ maža

**Rankenėlės:** 1 „FlexCare Platinum“

**Kelioninis dėklas:** 1

**UV dezinfekavimo priemonė**

## Valymo veiksmingumas

**Greitis:** Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

**„Performance“:** Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų\*

**Nauda sveikatai:** Pagerina dantenu sveikatą vos per dvi savaites

**Spaudimo jutiklis:** Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

**Laikmatis:** „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

**Balinamoji nauda:** Natūraliai pašalina apnašas

## Režimai

**„Clean“:** Išskirtiniam valymui kasdien

**3 intensyvumo nustatymai:** Žemas, Vidutinis, Aukštas

**„Gum Care“:** Švelniai masažuoja dantenas

**Balta:** Pašalina paviršines dėmes

